





# ALKALICKÁ FOSFATÁZA (ALP) - AMP

**BioSystems**  
REAGENTS & INSTRUMENTS

KÓD 11 592	KÓD 11 593	KÓD 11 598
50 mL	200 mL	500 mL
SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8°C		
Reagencie pro měření koncentrace ALP Pouze pro laboratorní <i>in vitro</i> diagnostiku		

# ALKALICKÁ FOSFATÁZA (ALP) - AMP

kinetika - spektrofotometrie

2-AMINO-2-METYL-1-PROPANOL PUFR (IFCC)

Klinická diagnóza by však neměla být uzavřena jen na základě tohoto výsledku, ale měly by být propojeny klinické a laboratorní výsledky.

## POZNÁMKA

1. Tato reagencie může být použita v různých analyzátorech. Aplikační protokoly jsou k dispozici u distributora..

## LITERATURA

1. IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic concentration of enzymes at 37°C. Part 9: Reference procedures for the measurement of catalytic concentration of alkaline phosphatase. *Clin Chem Lab Med* 2011; 49: 1439-1446.
2. Rosalki SB, Foo AY, Burlina A, et al. Multicenter evaluation of iso-ALP test kit for measurement of bone alkaline phosphatase activity in serum and plasma. *Clin Chem* 1993; 39:648-652.
3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
4. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.
5. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER. WB Saunders Co., 2005.

## UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu 27.10.2020.

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.

Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese: [www.biosystems.es](http://www.biosystems.es).

Český návod je k dispozici na: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)

## Výhradní distributor:

**ČR** : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 220 760

**SK** : JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31, Stupava tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

**ČR** : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK, tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

**SK** : Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166

## VÝROBCE

**BioSystems S.A.** Costa Brava 30, 08030 Barcelona (Spain)  
[www.biosystems.es](http://www.biosystems.es)

Quality systems according to  
EN ISO 13485 and EN ISO 9001 standards