



Kód 18 011 5 x 5 mL
SKLADOVAT PŘI 2-8 °C
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích

BIOCHEMICKÝ KALIBRÁTOR (hověží)

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Biochemický kalibrátor je určen pro kalibraci měřících metod firmy Biosystems specifikovaných v hodnotových listech. Pouze pro profesionální *in vitro* použití v klinické laboratoři.

OBSAH A SLOŽENÍ

Biochemický kalibrátor. 5 x 5 mL. Lyofilizované hovězí sérum obsahující komponenty v příslušných koncentracích pro kalibraci metod měření.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Velmi opatrně otevřete lahvičku, aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 5,00 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti tohoto rekonstitučního kroku.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechte ji stát 20 minut při pokojové teplotě. Pro měření alkalické fosfatázy se doporučuje nechat rekonstituovaný materiál stát 1 hodinu při pokojové teplotě.
4. Jemně krouživým pohybem zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění obsahu.
5. Pokud má být materiál použit pro analýzu stopových prvků, vyhněte se kontaktu rekonstituovaného materiálu se zátkou, abyste zabránili možné kontaminaci.
6. Nakládejte s rekonstituovaným kontrolním sérem jako se sérem pacienta.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8 °C.

Lyofilizovaný biochemický kalibrátor je stabilní do data expirace uvedeného na štítku.

Komponenty rekonstituovaného materiálu jsou stabilní po dobu nejméně 7 dnů při 2-8 °C a 30 dní při teplotě -20 °C (při jednorázovém zmrazení), s výjimkou:

- Alkalická fosfatáza je stabilní 5 hodin při 2-8 °C a 30 dní při teplotě -20 °C.
- NEFA (volné mastné kyseliny) jsou stabilní 2 dny při 2-8 °C a 30 dní při -20 °C.

CK a bilirubin jsou citlivé na světlo. Lahvičky uchovávejte chráněné před světlem.

Pokud jsou v rekonstituovaném produktu známky mikrobiální kontaminace nebo nadměrného zákalu, lahvičku zlikvidujte.

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

Dodržujte běžná opatření požadovaná pro manipulaci se všemi laboratorními reagensy. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. Likvidace veškerého odpadního materiálu by měla být v souladu s místními směrnicemi. Jakýkoli vážný incident, který by mohl nastat v souvislosti s produktem, musí být oznámen společnosti BioSystems S.A.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Přiřazené hodnoty koncentrací pro komponenty jsou závislé na šarži a jejich sledovatelnost je uvedena v příložených hodnotových listech. Sledovatelnost výsledků může být zajištěna pouze v případě použití BioSystems reagensů a doporučených postupů měření.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 20.3.2025

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí. Originální návod, LOT certifikát a bezpečnostní listy jsou k dispozici na internetové adrese: <https://einfo.bio> a na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR: JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,
tel.: +420 257 220 760, paha@jktrading.cz

SK: JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,
tel.: +421 264 774 591, jk-trading@jk-trading.sk

V případě mimořádných událostí:

ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK: Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166