

PROTILÁTKY PROTI OSTRŮVKŮM PANKREATU (AICA)

Kód 44609	48 testů	PROTILÁTKY PROTI OSTRŮVKŮM PANKREATU (AICA)	Nepřímá imunofluorescence
Kód 44572	12 x 4 testy		
SKLADOVAT PŘI 2-8 °C			
Reagencie pro kvalitativní stanovení protilátek proti ostrůvkům pankreatu. Pouze pro in vitro diagnostiku v klinických laboratořích.		CE	Opičí pankreas

PRINCIP METODY

Sérové protilátky proti buňkám ostrůvků pankreatu (AICA) se vážou na odpovídající antigeny přítomné v řezu opičího pankreatu. K detekci komplexu antigen-protilátka je použito sérum s anti-human imunoglobulinem značeným fluoresceinem. Vyhodnocení se provádí fluorescenčním mikroskopem¹.

Obsah

	KÓD 44609
A. Sklíčka	12 x 4 testy
B. PBS-10x	1 x 100 mL
C-. Negativní kontrola	1 x 0,3 mL
D. FITC/Evans (M)	1 x 3,5 mL
E. Montovací médium	1 x 3 mL
F. Odsávací papír	1 x 12
	KÓD 44572
A. Sklíčka	12 x 4 testů

Složení

- A. Sklíčka.** Tkáňový řez opičí slinivky břišní (MP) v každé jamce.
B. PBS-10x. Fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, chlorid sodný, azid sodný 0,95 g/L, pH 7,2.
C-. Negativní kontrola: Lidské sérum, azid sodný 0,95 g/L.
D. IgG FITC/Evans (M): Kozí anti-human IgG konjugovaný s fluorescein isothiokyanátem (FITC) a adsorbovaný s opičím sérem, Evansova modř 0,01 g/L, azid sodný 0,95 g/L.
E. Montovací médium: Mowiol, Glycerol, Tris, azid sodný 0,95 g/L.
F. Absorpční papír.

Lidská séra použitá při přípravě pozitivní a negativní kontroly byla testována a shledána negativní na přítomnost protilátek anti-HIV a anti-HCV, a stejně tak na HBs antigen. Nicméně zacházejte s kontrolami jako s potenciálně infekčním materiálem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při 2-8 °C.
Reagencie jsou stabilní do data expirace uvedené na štítku, jestliže jsou skladovány uzavřené a je zabráněno kontaminaci v průběhu jejich užívání.

Známky zhoršení kvality:

- Kapalné reagencie: přítomnost částic, zákal
- Sklíčka: natržení sáčku, makroskopické defekty na tkáňových řezech, jako je poškrábání nebo sloupnutí.

POMOČNÉ REAGENCIE

- B. PBS-10x** (kód 44592).
D. IgG FITC/Evans(M) - opičí konjugát s Evansovou modří (kód 44847).
E. Montovací médium (kód 44694).
C+. Pozitivní kontrola: Lidské sérum obsahující anti-ostrůvkové buněčné protilátky (AICA), azid sodný 0,95 g/L.
C-. Negativní kontrola (kód 44 696).

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ

PBS: Naředte reagencii B destilovanou vodou v poměru 1/10. Stabilní 1 měsíc při 2-8 °C, pokud byly dodrženy při skladování doporučené teploty, reagencie byla dobře uzavřena a nedošlo ke kontaminaci během používání. Všechny ostatní reagencie jsou dodávány připravené k přímému použití.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při manipulaci se všemi laboratorními činidly dodržujte obvyklá preventivní opatření. Bezpečnostní list je k dispozici pro profesionální uživatele na vyžádání. Likvidace veškerého odpadu by měla být provedena v souladu s místními směrnici.

DOPLŇUJÍCÍ VYBAVENÍ

- Zvlhčovací komůrka
- Promývací nádoba
- Krycí sklíčka 24 x 60 mm
- Fluorescenční mikroskop s excitačním filtrem 495 nm a 525 emisním filtrem pro FITC vizualizaci.

VZORKY

Sérum nebo plazma odebraná standardním postupem. Stabilní po dobu 1 týdne při 2-8°C.
Sérum zřeďte 1/4 v PBS (Viz. příprava reagentu). K titraci pozitivních vzorků ředte dvojkovou řadou v PBS, přičemž začnete ředěním 1/4.

PRACOVNÍ POSTUP

- Vytemperujte reagenty a vzorky na pokojovou teplotu.
- Kápněte 1 kapku (50 µL) naředěného vzorku, nebo kontroly do každé jamky s tkáňovým řezem (A). Ujistěte se, že řez je kompletně pokrytý. (Poznámka 1).
- Inkubujte sklíčka 30 minut při pokojové teplotě (15-30 °C) uvnitř zvlhčovací komůrky. (Poznámka 2).
- Nakloňte sklíčko a opatrným poklepáváním o filtrační papír odstraňte přebytečné kapky vzorku. Zabraňte zkřížené kontaminaci.
- Sklíčka opláchněte krátce v lehkém proudu PBS (viz. příprava reagentu) (Poznámka 3).
- Sklíčka pořádně promyjte v nádobě obsahující PBS po dobu 5 minut. Poté PBS vyměňte a promývání zopakujte.
- Opatrně sklíčko osušte s použitím speciálního absorpčního papíru. Tkáňový řez nevysušujte, musí zůstat vlhký po celou dobu procedury.
- Do každé jamky přidejte 1 kapku reagencie D. Sklíčka inkubujte po dobu 30 minut při pokojové teplotě (15-30 °C) ve zvlhčovací komůrce.
- Promyjte podle bodu 6 a osušte podle bodu 7.
- Přidejte do každé jamky několik kapek reagencie E a opatrně přikryjte krycím sklíčkem tak, aby nevznikly vzduchové bubliny.

PROTILÁTKY PROTI OSTRŮVKŮM PANKREATU (AICA)

Kód 44609 48 testů	PROTILÁTKY PROTI OSTRŮVKŮM PANKREATU (AICA) Nepřímá imunofluorescence CE Opičí pankreas
Kód 44572 12 x 4 testy	
SKLADOVAT PŘI 2-8 °C	
Reagencie pro kvalitativní stanovení protilátek proti ostrůvkům pankreatu. Pouze pro in vitro diagnostiku v klinických laboratořích.	

ODEČÍTÁNÍ

Sklička vyhodnocujte s použitím fluorescenčního mikroskopu (zvětšení 250-400 x). Pro lepší výsledky sklička vyhodnocujte okamžitě. Pro odečet zvolte vnitřní část tkáňového řezu, intenzita fluorescence v okrajích není charakteristická.

Séra vykazující intracelulární zbarvení s granulárním (zrnitým) vzhledem se doporučuje zředit, protože by mohly být považovány za pozitivní. Pozitivní séra mohou být titrována. Titr séra je definován jako nejvyšší zředění dávající pozitivní výsledek. Jestliže nebyl nalezen specifický obraz, výsledek testu se hodnotí jako negativní pro tyto protilátky.

KONTROLA KVALITY

Pozitivní kontrola (C+) a Negativní kontrola (C-) kód 44696 by měla být testována společně se vzorkem pacienta, aby se verifikovala pravdivost zkoušky.

Pozitivní kontrola (C+) by měla vykazovat výše popsaný specifický obraz.

Negativní kontrola (C-) by neměla dávat žádný specifický obraz.

Každá laboratoř by si měla stanovit svojí vlastní vnitřní kontrolu kvality a postupy pro nápravná jednání, jestliže kontroly nejsou v tolerančním rozpětí.

CHARAKTERISTIKA TESTU

- Konjugát IgG FITC/Evans(M) je hodnocen podle mezinárodního standardu WHO pro ovčí anti-lidský imunoglobulin značený FITC.
- Specifita AICA pozitivní kontroly byly verifikovány proti internímu referenčnímu seru.
- Výsledky získané se soupravou BioSystems AICA ve srovnávací studii s protilátkami anti-GAD a anti-IA2 vykazovaly velmi dobrou shodu. Detaily této srovnávací studie jsou k dispozici na vyžádání.

DIAGNOSTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Nepřímá imunofluorescence je konvenční metoda pro stanovení protilátek proti ostrůvkům pankreatu (AICA). Tyto protilátky jsou užitečnými markery patologických procesů, které mají za následek destrukci beta buněk při diabetu typu I^{2,3}. BioSystems AICA souprava byla použita při testování 128 sér, 78 bylo od pacientů s onemocněním diabetes mellitus I. typu a 50 od dárců krve. Výsledky získané tímto stanovením vykazovaly 65 % senzitivitu a 100 % specifitu.

Klinická diagnóza by neměla být uzavřena jen na základě výsledků jednoho testování, ale měly by být propojeny klinické a laboratorní údaje.

POZNÁMKY

1. Nedotýkejte se tkáňových řezů v jamkách během zkoušky.
2. Alternativně inkubujte skličko přes noc při 2-8 °C ve zvlhčovací komůrce, abyste zlepšili odečítání výsledků.
3. Použijte stříčku, nebo pipetu na promytí, aby nedošlo ke křížové kontaminaci mezi vzorky.

LITERATURA

1. Melnickoff MJ. Immunofluorescence Methods for Microscopic Analysis. In: Howard GC ed. Methods in Nonradioactive Detection. Appleton & Lange, 1993.
2. Lipton R and LaPorte RE. Epidemiology of islet cell antibodies. Epidemiologic Reviews 1989; 11:182-203.
3. Hagopian WA and Lemmark A. Islet Cell Autoantibodies. In: James B. Peter and Yehuda Schoenfeld eds. Autoantibodies. Elsevier, 1996.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 11.4. 2025

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí. Originální návod, LOT certifikát a bezpečnostní listy jsou k dispozici na internetové adrese: <https://einfo.bio> a na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR: JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,

tel.: +420 257 220 760, praha@jktrading.cz

SK: JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,

tel.: + 421 264 774 591, jk-trading@jk-trading.sk

V případě mimořádných událostí:

ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK: Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05,

Limbová 5, tel.: +421 254 774 166