

Produktová specifikace

BLACKCHECK-C

CI-BlackCheck-C je laminovaný chemický indikátor pro monitorování sterilizace vlhkým teplem při sterilizačních teplotách 134 °C i 121°C.

Kat. číslo a balení

CI-BlackCheck C 250 ks

Popis a princip testu:

Laminované papírové proužky, které barevnou změnou znaku – písmena „V“ monitorují správnou sterilizaci vlhkým teplem při obou uvedených teplotách. Monitorují čas a teplotu. Vhodné pro použití do operačních setů a kontejnerů.

Procesní charakteristika

Počet indikátorů se řídí počtem sterilizačních jednotek. Po správné sterilizační expozici indikátor nevratně mění barvu.

Fyzická charakteristika

Rozměry: délka 90 mm x šířka 19 mm

Barevná změna:

Při správné expozici změna barvy ze světle žluté na černou/černo-hnědou.

Poznámka:

Při dlouhém sterilizačním cyklu, nebo působením mokré páry může dojít k odloupení laminovaného povrchu. K podobnému výsledku může vést též hluboké prevakuum. Toto odloupení neovlivňuje reakci indikátoru.

Uváděné hodnoty expozice:

121°C - 10 minut
134°C - 3,5 minuty

Skladování:

V originálním obalu na suchém místě (relativní vlhkost 10-60 %) a při pokojové teplotě 15-27 °C.

Expirace:

3 roky od data výroby.

Klasikace dle standardu:

ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO11140-1, Typ 4, testován také biologickými metodami



Před expozicí

Použití:

1. Umístěte indikátor CI-BlackCheck-C do každého sterilizačního kontejneru nebo do komory sterilizátoru (počet indikátorů se řídí počtem sterilizačních jednotek).
2. Proveďte sterilizaci.
3. Po ukončení sterilizačního cyklu proveďte vyhodnocení barevné změny testu – písmena „V“
4. Zaznamenejte výsledky.

Hodnocení:

Vyhovující sterilizace:

Písmeno „V“ světle žluté barvy v pravé části testu zcela změnilo barvu ze světle žluté na černou/černo-hnědou. T.j. stejné barvy jako má šipka.

Nevyhovující sterilizace:

Písmeno „V“ světle žluté barvy v pravé části testu změnilo barvu na béžovou nebo hnědou. *Nepoužívejte takto sterilizovaný materiál, zkontrolujte sterilizační zařízení a zopakujte sterilizaci.*

Poznámka:

Pro detailnější vyhodnocení indikátoru použijte barevnou vyhodnocovací tabulku.

Návod a další informace ke stažení:

www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR:

JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 220 760, e-mail: praha@jktrading.cz

SK:

JK-Trading s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava, Kontakt: P.O.BOX 053, Pošta 49, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 264 774 591, e-mail: jk-trading@jk-trading.sk

Revize 23.7.2020^{AK}