

3v1 antigení rychlotest k detekci SARS-CoV-2/Chřipka A+B (Výtěr z nosohltanu) (Ref. L031-12075)

Flowflex™ SARS-CoV-2/Influenza A+B Ag Combo Rapid Test je rychlý chromatografický test určený pro současnou kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2, virů chřipky typu A, typu B z nazofaryngeálních vzorků. Tento test je určen pro osoby s podezřením na infekci způsobenou některým z těchto patogenů, a jeho výsledky by měly být hodnoceny ve spojení s klinickými příznaky pacienta a dalšími laboratorními testy.

- Výsledek do 15 minut
- Skladování při pokojové teplotě
- Jednotlivě baleno



Diagnostická charakteristika z nazofaryngeálních vzorků:

	COVID-19 Ag	Influenza A	Influenza B
Diagnostická citlivost	97,83%	98,33%	98,33%
Diagnostická specifita	99,61%	99,40%	99,70%
Celková shoda	98,99%	99,24%	99,49%

*Interval spolehlivosti: 95%. Další charakteristiky testu jsou uvedeny v návodu.

Pokud je výsledek testu negativní nebo nereaktivní a klinické příznaky přetrvávají, je doporučeno k vyloučení infekce u těchto jedinců pacientovi znovu odebrat vzorky o několik dní později a znovu provést test nebo PCR test. Pro optimální výkon testu je rozhodující správný odběr vzorků. Nedodržení postupu může vést k nepřesným výsledkům. Test není určen pro sebetestování. Pouze pro profesionální diagnostické použití.

Výrobce: ACON Biotech

Cena: Na vyžádání

Balení 25 testů



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
Dlhá 1264/43,
900 31 Stupava
tel.: 0907 670 888, 0264 776 790
email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Žůrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk