


4v1 antigení rychlotest k detekci SARS-CoV-2/Chřipka A+B/RSV (Výtěr z nosohltanu) (Ref. Visir-737)

VivaDiag™ SARS-CoV-2/Influenza A+B/RSV Ag Combo Rapid Test je rychlý chromatografický test určený pro současnou kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2, virů chřipky typu A, typu B a respiračního syncytiálního viru (RSV) z nazofaryngeálních vzorků. Tento test je určen pro osoby s podezřením na infekci způsobenou některým z těchto patogenů, a jeho výsledky by měly být hodnoceny ve spojení s klinickými příznaky pacienta a dalšími laboratorními testy.

- Výsledek do 15 minut
- Skladování při pokojové teplotě



Diagnostická charakteristika:

	COVID-19 Ag	Influenza A	Influenza B	RSV
Diagnostická citlivost	96,23%	94,83%	96,97%	98,23%
Diagnostická specifita	99,61%	98,68%	98,48%	99,20%
Celková shoda	98,62%	99,07%	98,34%	98,90%

*Interval spolehlivosti: 95%.

Další charakteristiky testu jsou uvedeny v návodu.

Pokud je výsledek testu negativní nebo nereaktivní a klinické příznaky přetrvávají, je doporučeno k vyloučení infekce u těchto jedinců pacientovi znovu odebrat vzorky o několik dní později a znovu provést test nebo PCR test. Pro optimální výkon testu je rozhodující správný odběr vzorků. Nedodržení postupu může vést k nepřesným výsledkům. Test není určen pro sebetestování. Pouze pro profesionální diagnostické použití.

Výrobce: Vivachek Biotech

Cena: Na vyžádání

Balení 25 testů



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: paha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
Dlhá 1264/43,
900 31 Stupava
tel.: 0907 670 888,0264 776 790
email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Žurová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk