



## „6 v 1“ antigení rychlotest k detekci SARS-CoV-2/Chřipka A+B/RSV/Adenovirus/M.pneumoniae (Výtěr z nosohltanu) (Ref. IRT-555)

6 v 1 antigení rychlotest k detekci SARS-CoV-2/Chřipka A+B/RSV/Adenovirus/M.pneumoniae (Výtěr z nosohltanu) je rychlý kazetový chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci nukleokapsidového proteinu:

SARS-CoV-2, chřipky A, chřipky B, antigenu respiračního syncytiálního viru (RSV), Adenoviru a M. pneumoniae přítomné v lidském nosohltanu.

**Výsledek do 15 minut**

- **Skladování při pokojové teplotě**
- **Jednotlivě balené testy**
- **Vzorek: Výtěr z nosohltanu**



Diagnostická charakteristika:

	COVID-19 Ag	Influenza A	Influenza B	RSV	Adeno	M.pneumoniae
Diagnostická citlivost	98,56 %	96,23 %	98,04 %	95,38 %	99,07 %	99,24 %
Diagnostická specifita	99,03 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,68 %	100,00 %
Celková shoda	98,84 %	99,27 %	99,27 %	99,20 %	99,52 %	99,60 %

\*Interval spolehlivosti: 95 %.

Další charakteristiky testu jsou uvedeny v návodu.

Pokud je výsledek testu negativní nebo nereaktivní a klinické příznaky přetrvávají je doporučeno k vyloučení infekce u těchto jedinců pacientovi znovu odebrat vzorky o několik dní později a znovu provést test nebo PCR test. Pro optimální výkon testu je rozhodující správný odběr vzorků. Nedodržení postupu může vést k nepřesným výsledkům. Případná falešná pozitivita je vlastností testu, neboť test musí být citlivý k diagnostice ale nikoli specifický. V případě pozitivního výsledku je nutné provést laboratorní potvrzení výsledku testu.

Test není určen pro sebetestování. Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro.

**Výrobce:** Hangzhou Singclean Medical Products.

**Cena: Na vyžádání**

**Balení 20 testů**



**Objednávky ČR:**  
JK-Trading s.r.o,  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)

**Objednávky SK:**  
JK-Trading s.r.o,  
Dlhá 1264/43,  
900 31 Stupava  
tel.: 0907 670 888,0264 776 790  
email: [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

**Více informací:**  
Ing. Kryl 777 929 604  
Ing. Žúrová: 777 929 623  
[www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
[www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)