



## 6v1 antigení rychlotest k detekci SARS-CoV-2/Chřipka A+B/RSV/Adenovirus/M.pneumoniae (Výtěr z nosohltanu) (Ref. IRT-555)

6 v 1 antigení rychlotest k detekci SARS-CoV-2/Chřipka A+B/RSV/Adenovirus/M.pneumoniae (Výtěr z nosohltanu) je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2, chřipky A, chřipky B, antigenu respiračního syncytiálního viru (RSV), adenoviru a M.pneumoniae přítomné v lidském nosohltanu.

- Výsledek do 15 minut
- Skladování při pokojové teplotě
- 6 v 1



Diagnostická charakteristika:

	COVID-19 Ag	Influenza A	Influenza B	RSV	Adeno	M.Pneumoniae
Diagnostická citlivost	96,4%	95,0%	92,9%	94,3%	96,9%	91,8%
Diagnostická specifita	99,0%	99,1%	99,1%	96,2%	98,6%	98,0%
Celková shoda	98,2%	98,4%	98,1%	95,9%	98,4%	97,0%

\*Interval spolehlivosti: 95%.

Další charakteristiky testu jsou uvedeny v návodu.

Pokud je výsledek testu negativní nebo nereaktivní a klinické příznaky přetrvávají je doporučeno k vyloučení infekce u těchto jedinců pacientovi znovu odebrat vzorky o několik dní později a znovu provést test nebo PCR test. Pro optimální výkon testu je rozhodující správný odběr vzorků. Nedodržení postupu může vést k nepřesným výsledkům.

Test není určen pro sebetestování. Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro.

Výrobce: Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd.

**Cena: Na vyžádání**

**Balení 20 testů**

<b>Objednávky ČR:</b> <b>JK-Trading s.r.o.</b> Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5-Zličín tel.: 257 220 760 email: <a href="mailto:paha@jktrading.cz">paha@jktrading.cz</a>	<b>Objednávky SK:</b> <b>JK-Trading s.r.o.</b> Dlhá 1264/43, 900 31 Stupava tel.: 0907 670 888,0264 776 790 email: <a href="mailto:jk-trading@jk-trading.sk">jk-trading@jk-trading.sk</a>	<b>Více informací:</b> Ing. Kryl 777 929 604 Ing. Žurová: 777 929 623 <a href="http://www.jktrading.cz">www.jktrading.cz</a> <a href="http://www.jk-trading.sk">www.jk-trading.sk</a>
---	--	---