







Indikátory účinnosti ručního a automatického mytí a čištění (vč. UZV)

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
TOSI					
8302	TOSI®		Chemický test pro kontrolu účinnosti mytí a čištění chirurgických nástrojů v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ). Samostatně použitelný.	12 ks	Pereg
RI-52002	Chemický test pro MDZ		Chemický test s proteinovou skvrnou pro kontrolu účinnosti mytí a čištění chirurgických nástrojů v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ). Určeno pro testovací modely RI-52003-PPY, RI-52003-PPB, RI-52004-PMIC-PC a PM-RIBI-2-PC. Odpovídá ČSN-EN-ISO 15883-5	50 ks	Simicon
RI-52003-V2A-E	Testovací pouzdro - nerez		Nerezové testovací pouzdro s děrováním pro testy RI-52002. Použití pro testování účinnosti mytí standardních chirurgických nástrojů v MDZ a pro ultrazvukové myčky. V souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5.	5 ks cena na vyžádání	Simicon
RI-52003-PPY	Testovací pouzdro - žluté		Polypropylenové (PP) testovací pouzdro s děrováním pro testy RI-52002. Použití pro testování účinnosti mytí standardních chirurgických nástrojů v MDZ a pro ultrazvukové myčky. Použitelnost až 3 měsíce při denním používání.	5 ks	Simicon
RI-52003-PPB	Testovací pouzdro - modré		Polypropylenové (PP) testovací pouzdro - s děrováním pro testy RI-52002. Použití pro testování účinnosti mytí kloubní štěrby (cévní svorky CRILE). Použitelnost až 3 měsíce při denním používání.	5 ks	Simicon
RI-52006-SET	SET - účinnosti mytí		Set pro monitorování účinnosti mytí v dezinfekčních myčkách. Obsahuje 50 ks indikátorů RI-52002 a po 1 ks PCD: Polypropylenové schránky RI-52003-PPY (žlutá) a RI-52003-PPB (modrá) a PCD RI-52004-PMIC-PC.	50 testů+2 PCD	Simicon
8303	TOSI®-LumCheck		Chemický test pro kontrolu a validaci mytí a čištění dutých nástrojů (pevný endoskop, laparoskop) v MDZ, použití s testovací jednotkou 8305	25 ks	Pereg



Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
8305	TOSI®-LumCheck Test device		Testovací jednotka - nerezová trubice s pouzdrům pro chemický test 8303 LumCheck	1 ks	Pereg
RI-52004- PMIC-PC	Testovací zařízení RI pro mycí procesy		PCD pro sledování účinnosti mytí v dezinfekčních myčkách (WB) pro dezinfekce chirurgických nástrojů s indikátory SIMICON RI. Polykarbonátová hadička s testovací jednotkou pro test RI52002. Adaptery pro myčky je možné objednat extra. V souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5.	1 ks	Simicon
RI-52004-SET	SET - chemický testy MDZ a hadičky		SET obsahující 50 ks indikátorů RI-52002 a 1 ks polykarbonátové hadičky RI-52004-PMIC-PC.	50 testů+1 PCD	Simicon
PM-RIBI-1-PP	Testovací jednotka pro flexibilní endoskopy		Délka hadičky 2 m, vnitřní průměr 1 mm. V souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5.	1 ks	Simicon
PM-RIBI-2-PC	Testovací jednotka pro flexibilní endoskopy		PCD pro sledování účinnosti mytí v dezinfekčních myčkách (WB) pro flexibilní endoskopy. Použití s indikátorem čištění SIMICON RI, nebo biologického indikátoru SIMICON EF. Délka hadičky 2 m, vnitřní průměr 2 mm. V souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5.	1 ks	Simicon
RI-52010-ENDO-SET	ENDO - SET		Set pro monitorování účinnosti mytí v dezinfekčních myčkách pro flexibilní endoskopy. Set obsahuje (1x PCD PM-RIBI-2-PC a 50 ks testů RI-52002). V souladu s ISO 15883.	50 testů+1 PCD	Simicon
8298	TOSI®-FlexiCheck		Chemický test pro kontrolu a validaci účinnosti mytí a čištění flexibilních endoskopů v MDZ. Obsahuje krevní a polysacharidovou testovací skvmu.	25 ks	Pereg
8299	TOSI®-FlexiCheck Test device		Testovací jednotka - průhledná silikonová hadice 1 m s pouzdrům pro test 8298 pro chemický test mytí flexibilních endoskopických zařízení v MDZ.	1 ks	Pereg

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
PM-RIBI-WB	TOSI®-FlexiCheck Adapter Wasserburg		Luer-Lock - Adapter pro myčky typu Wasserburg a pro test RI-52010-ENDO. Obsahuje 3 silikonové hadičky podle standardu ASP s CPC angulárním adapterem a luer-lock konektor.	1 ks	Simicon
PM-RIBI-OLY	TOSI®-FlexiCheck Adapter Olympus		Luer-Lock - Adapter pro myčky typu Plympus a pro test RI-52010-ENDO. Obsahuje 3 silikonové hadičky podle standardu ASP s CPC angulárním adapterem a luer-lock konektor.	1 ks	Simicon

Stěrové štětičky

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
8293	Swab-Aluminium -1,0mm		Hliníkové stěrové štětičky pro stěry v úzkých kanálcích. Délka 14,5 cm, průměr 1 mm. Použití s testem HemoCheck S a Pyromol test.	10 ks	Doprodej BAG
8294	Swab-Aluminium -2,5mm		Hliníkové stěrové štětičky pro stěry v úzkých kanálcích. Délka 14,8 cm, průměr 2,5 mm. Použití s testem HemoCheck S a Pyromol test.	10 ks	Doprodej BAG
82920	EndoSwab -1,1mm		Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr 1,1 mm. Použití s HemoCheck S a Pyromol Test	10 ks	Doprodej BAG
829211	EndoSwab -1,7mm		Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr 1,7 mm. Použití s HemoCheck S a Pyromol Test	10 ks	Pereg
82922	EndoSwab -2,8mm		Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr 2,8 mm. Použití s HemoCheck S a Pyromol Test	10 ks	Pereg
82923	EndoSwab -3,8mm		Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr 3,8 mm. Použití s HemoCheck S a Pyromol Test	10 ks	Pereg
82924	EndoSwab -5,0mm		Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr 5,0 mm. Použití s HemoCheck S a Pyromol Test	10 ks	Pereg

Reziduální testy

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
SonoCheck	SonoCheck		Chemický test pro kontrolu účinnosti čištění chirurgických nástrojů v ultrazvukových čističkách. Měří UZ energii.	30 ks	Pereg
8301	EfferZyme		Rozpustné enzymatické čistící tablety do UZ čističek	52 ks	Crosstex
8295	HemoCheck S		Test pro kvalitativní detekci zbytků krve na chirurgických nástrojích a površích. Výsledek za 1 minutu	12 ks	Pereg
82955	HemoCheck E		Test pro kvalitativní detekci zbytků krve v dutinách např. bioptických kanálcích endoskopů, katetrů. Složenina z HemoChecku S (8295) a příslušných Endoswabů. Výsledek za 1 minutu	12x HemoCheck S Test, 10 x Endoswab dle nabídky	Pereg
8289	Ph - Check		Test pro detekci alkalických reziduí na nástrojích a površích.	24 ks	Mesa
8291	Pyromol Test		Test pro kontrolu zbytků bílkovin na nástrojích a površích.	20 ks	Pereg
829211S	Pyromol E1 - 1,7 mm		Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr štětičky 1,7 mm. Detekční limit: 1µg bílkoviny.	6x Pyromol test, 6x EndoSwab	Pereg
3FRIN555 143	Pyromol E - 2,8 mm		Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr štětičky 2,8 mm. Detekční limit: 1µg bílkoviny.	6x Pyromol test, 6x EndoSwab	Pereg
82915	Pyromol E - 3,8 mm		Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr štětičky 3,8 mm. Detekční limit: 1µg bílkoviny.	6x Pyromol test, 6x EndoSwab	Pereg
3FRIN555 145	Pyromol E - 5,0 mm		Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v úzkých dutinách. Délka 230 cm, průměr štětičky 5,0 mm. Detekční limit: 1µg bílkoviny.	6x Pyromol test, 6x EndoSwab	Pereg

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
82881	HydroCheck E - 1,7mm		Test pro detekci zbytků vody v endoskopických kanálicích. Délka 230 cm, průměr štětičky 1,7 mm. Detekční limit: 0,05 µl vody.	6x test, 6x EndoSwab	Pereg
82882	HydroCheck E - 2,8mm		Test pro detekci zbytků vody v endoskopických kanálicích. Délka 230 cm, průměr štětičky 2,8 mm. Detekční limit: 0,05 µl vody.	6x test, 6x EndoSwab	Pereg
82883	HydroCheck E - 3,8mm		Test pro detekci zbytků vody v endoskopických kanálicích. Délka 230 cm, průměr štětičky 3,8 mm. Detekční limit: 0,05 µl vody.	6x test, 6x EndoSwab	Pereg
82885	HydroCheck E - 5,0mm		Test pro detekci zbytků vody v endoskopických kanálicích. Délka 230 cm, průměr štětičky 5,0 mm. Detekční limit: 0,05 µl vody.	6x test, 6x EndoSwab	Pereg

Indikátory účinnosti ručního a automatického mytí a čištění (vč. UZV) Getinge

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
503 864 500	Test mytí Wash Monitor 25 ks		Štěrbínový test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro mycí automaty. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití s holdrem kat.č. 503.864.800 ISO/TS 15883-5	25 ks	Getinge
503 864 600	Test mytí Wash Monitor 50 ks		Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro mycí automaty. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití s holdrem kat.č. 503.864.800 ISO/TS 15883-5	50 ks	Getinge
503 864 700	Test mytí Wash Monitor 100 ks		Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro mycí automaty. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití s holdrem kat.č. 503.864.800 ISO/TS 15883-5	100 ks	Getinge
503 864 800	Wash Monitor Holder		Kovový držák pro testy mytí a testy pro ultrazvukové čištění. Použití s testy: 503.865.200 a 503.864.500 a 600 a 700	1 ks	Getinge
503 864 900	Wash Monitor F/R Lumen		Test dutinový pro mytí a termodezinfekci určený pro denní zkoušku pro mycí automaty a ultrazvukové čističky. Vhodný pro flexibilní i rigidní kovové tělísko. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití s holdery: 503.865.000 a 100. ISO/TS 15883-5	25 ks	Getinge
503 865 300	Wash Monitor U/L		Test dutinový pro ultrazvukové čištění, určený pro denní zkoušku ultrazvukové čističky. Vhodný pro flexibilní i rigidní kovové tělísko. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití s holdery: 503.865.000 a 100. ISO/TS 15883-5	25 ks	Getinge
503 865 000	Wash Monitor R Holder		Kovové tělísko rigidní pro testy mytí a testy pro ultrazvukové čištění. Použití s testy 503.864.900 a 503.865.300.	1 ks	Getinge
503 865 100	Wash Monitor F Holder		Kovové tělísko flexibilní pro testy mytí a testy pro ultrazvukové čištění. Použití s testy 503.864.900 a 503.865.300.	1 ks	Getinge

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
503 865 200	Test pro ultrazvukové čištění Wash Monitor U		Test štěrbinový pro ultrazvukové čištění. Použití s Getinge Assured Wash Monitor Holder: 503.864.800 Pro denní zkoušku ultrazvukového čištění. ISO/TS 15883-5	50 ks	Getinge
503 878 500	Test mytí proteinový, povrchy 3 in Swab		Test mytí nástrojů proteinový, povrchy. Balení po 25 ks. Délka štětičky: 7,62 cm. ISO/TS 15883-5	25 ks	Getinge
503 878 500	Test mytí proteinový, povrchy 3 in Swab		Test mytí nástrojů proteinový, povrchy. Balení po 50 ks. Délka štětičky: 7,62 cm. ISO/TS 15883-5	50 ks	Getinge
503 911 200	Test mytí proteinový, krátké dutiny 6 in Swab		Test mytí nástrojů proteinový dutiny. Délka štětičky: 15,24 cm. ISO/TS 15883-5	50 ks	Getinge
503 964 400	Test mytí proteinový, dutinový pro Endoskopy ø 2,8 mm		Test mytí nástrojů proteinový pro endoskopy. Délka bowdenu: 2,5 m. Průměr štětičky: 2,8 mm. ISO/TS 15883-5	20 ks	Getinge
504 228 300	Test mytí SOIL		Test mytí zátěžový určený k validaci mycích automatů. ISO/TS 15883-5	10 ks	Getinge
600 550 000	Test proteinový Dental		Test proteinový pro dentální pracoviště se 3 štětičky pro povrchovou detekci zbytkových proteinů	20 ks	Getinge
6 005 500 296	Test mytí proteinový, dutinový pro Endoskopy ø 3,7 mm		Test mytí nástrojů proteinový pro endoskopy. Délka bowdenu: 2,5 m, průměr štětičky: 3,7 mm. ISO/TS 15883-5	20 ks	Getinge
6 005 500 297	Test mytí proteinový, dutinový pro Endoskopy ø 1,9 mm		Test mytí nástrojů proteinový pro endoskopy. Délka bowdenu: 2,5 m, průměr štětičky: 1,9 mm. ISO/TS 15883-5	20 ks	Getinge

Indikátory účinnosti ručního a automatického mytí a čištění (vč. UZV) Terragene

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
CDWA3	Test mytí a termodezinfekce. Detekuje všechny faktory mytí. Barva detekce modrá		Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro mycí automaty a ultrazvukové čističky. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití pro T= 30 °C až 70 °C . ISO 13485, ISO/TS 15883-5	200 ks	Terragene
CDWA4	Test mytí a termodezinfekce. Detekuje všechny faktory mytí. Barva detekce růžová		Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro mycí automaty a ultrazvukové čističky. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití pro T= 30 °C až 70 °C . ISO 13485, ISO/TS 15883-5	200 ks	Terragene
CDWAH	Držák pro testy mytí a termodezinfekci NEREZ		Opakovaně použitelný držák pro testy mytí typ: Chemdye® CDWA a Integron® IT27W za účelem provádění rutinní kontroly procesů čištění a tepelné dezinfekce v automatických strojích a ultrazvukových čističkách.	1 ks	Terragene
CDWAH-U	Držák pro testy mytí a termodezinfekci NEREZ s uchýtem na nerezový koš		Opakovaně použitelný držák s uchýtem na nerezový koš myčky určený pro testy mytí typ: Chemdye® CDWA a Integron® IT27W za účelem provádění rutinní kontroly procesů čištění a tepelné dezinfekce v automatických strojích a ultrazvukových čističkách.	1 ks	Terragene
CDWU	Indikátor pro správnou účinnost ultrazvukové kavitace		Indikátor pro rutinní kontrolu ultrazvukových čisticích procesů a sledování účinnosti ultrazvukové kavitace u ultrazvukových čističek, pracujících při frekvencích rovných nebo vyšších než 35 kHz. Použití pro T= 18 °C až 70 °C . ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016.	6 ks	Terragene
IKW4	Indikátorový inkoust pro detekci správného mytí a termodezinfekci		Indikátorový inkoust pro zátěžové mytí . Slouží také jako validační nástroj pro důkladné mytí v mycích automatech, pro ověřování čisticích procesů v ultrazvukových čističkách pracujících při frekvencích rovných nebo vyšších než 35 kHz, mezi 20 °C a 65°C , v synergii s detergenty vhodnými pro tento proces. ISO 13485	2 ks	Terragene
IT27W-10	Indikátor pro termodezinfekci při teplotě 93°C po dobu 10 min.		Indikátor pro rutinní kontrolu tepelné dezinfekce v mycích automatech při teplotě 93°C po dobu 10 minut . Jednostranně laminováno. ISO 13485, ISO 15883-1	200 ks	Terragene
IT27W-5	Indikátor pro termodezinfekci při teplotě 90°C po dobu 5 min.		Indikátor pro rutinní kontrolu tepelné dezinfekce v mycích automatech při teplotě 90°C po dobu 5 minut . Jednostranně laminováno. ISO 13485, ISO 15883-1	200 ks	Terragene

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
IT400	Polypropylenový indikátor s indikačním inkoustem pro kontrolu dezinfekce endoskopů. Teplota 50-60 °C		Indikátor pro rutinní kontrolu dezinfekce v mycích automatech pomocí kyseliny peroctové. Indikátor reaguje na vyšší stupeň dezinfekce mytí endoskopů. Sleduje teplotu, čas a koncentraci. Reaktivní inkoust byl vyvinut pro procesy, které pracují při teplotách mezi 50-60 °C . IRAM 37102-1. ISO 11140-1	100 ks	Terragene
IT401	Polypropylenový indikátor s indikačním inkoustem pro kontrolu dezinfekce endoskopů. Teplota 35-43 °C		Indikátor pro rutinní kontrolu dezinfekce v mycích automatech pomocí kyseliny peroctové. Indikátor reaguje na vyšší stupeň dezinfekce mytí endoskopů. Sleduje teplotu, čas a koncentraci. Reaktivní inkoust byl vyvinut pro procesy, které pracují při teplotách mezi 35-43 °C . IRAM 37102-1. ISO 11140-1	100 ks	Terragene
KPRO2-E250	Indikátor proteinový. Kontrola mytí nástrojů a endoskopů		Indikátor zbytkových proteinů, účinnosti ručního i strojového mytí endoskopů , těžko dostupných a dutých zdravotnických prostředků. Reaguje po 1 minutě a detekuje bílkoviny v rozsahu od 1 µg. ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. ISO 15883-1:2006/HTM 01-01:2016/HTM 01-05:2013	5 ampulek a 5 výtěrových bowdenů	Terragene
KPRO2-E69	Test proteinový. Kontrola povrchů, vnitřních kanálků zdravotnických prostředků		Indikátor pro detekci proteinů na površích ve zdravotnických zařízeních, kontrola vnitřních kanálků u zdravotnických prostředků a těžko dostupných míst. Reaguje po 1 minutě a detekuje bílkoviny v rozsahu od 1 µg. ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. ISO15883-1:2006/HTM 01-01:2016/HTM 01-05:2013	50 ampulek a 50 štětčec	Terragene
Lumeni a L1	Testovací set – zátěžové tělísko + 120 indikátorů mycího procesu s 1 luerlock konektorem /2 m- 1 mm/		Zátěžový test /souprava/ pro vyhodnocení účinnosti čištění flexibilních endoskopů . Tělísko s jedním luerlock konektorem + 120 indikátorů mytí. Délka luerlocku 2 m průměr 1 mm . ISO 13485, ISO 15883-4, ISO/TS 15883-2	Tělísko + 120 indikátorů + plastové nástavce + pizeta	Terragene
Lumeni a L2	Testovací set – zátěžové tělísko + 120 indikátorů mycího procesu s 1 luerlock konektorem /2m- 2mm/		Zátěžový test /souprava/ pro vyhodnocení účinnosti čištění flexibilních endoskopů . Tělísko s jedním luerlock konektorem + 120 indikátorů, plastovými redukcemi a plastovou pinzetou mytí. Délka luerlocku 2 m průměr 2 mm . ISO 13485, ISO 15883-4, ISO/TS 15883-2	Tělísko + 120 indikátorů + plastové nástavce + pizeta	Terragene
Lumeni a L122	Set – Zátěžové tělísko + indikátory mycího procesu se 3 luerlock konektory. Plastová redukce a plastová pinzeta		Zátěžový test /souprava/ pro vyhodnocení účinnosti čištění flexibilních endoskopů . Tělísko se 3 luerlock konektory + 360 indikátory, plastovými redukcemi a plastovou pinzetou mytí. Délka luerlocku 2 m průměr 1 mm . ISO 13485, ISO 15883-4, ISO/TS 15883-2	Tělísko + 360 indikátorů + plastové nástavce + pizeta	Terragene
Lumeni a Si x Flow LSF1	Set – Zátěžové tělísko + indikátory mycího procesu se 6 luerlock konektory. Plastová redukce a plastová pinzeta		Zátěžový test /souprava/ pro vyhodnocení účinnosti čištění flexibilních endoskopů . Tělísko se 6 luerlock konektory + 720 indikátory, plastovými redukcemi a plastovou pinzetou mytí. Délka luerlocku 2 m průměr 1 mm . ISO 13485, ISO 15883-4, ISO/TS 15883-2	Tělísko + 720 indikátorů + plastové nástavce + pizeta	Terragene