



Kartáčky na čištění nástrojů

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks
82826	Cleaning Brushes BAG		Čistící kartáček (na klouby nástrojů, oboustranný). Délka 16 cm, průměr 5/7 mm	50 ks
82827	Cleaning Brushes BAG		Čistící kartáček pro Verresovy jehly. Délka 20,3 cm, průměr 1,35 mm	12 ks
82829	Cleaning Brushes BAG		Čistící kartáček pro velmi úzké kanálky.	12 ks