






























Testy parní sterilizace

Bowie & Dick testy



Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
BD-Check II	CI-BD-Check II		Jednorázový testovací balíček pro denní Bowie-Dick test, bezolovnatý. Typ 2 . Použití: 3,5 min při 134°C .	20 ks	Mesa
AutoCheck	CI-AutoCheck-Kit II		Souprava k opakovanému provedení denního BD testu. Použití: 3,5 min při 134°C . se stojánkem 74651. Bezolovnatý. Formát A6 . Typ 2 . Splňuje ČSN EN ISO 11140-1 a 11140-4.	30 ks	Mesa
BD-134-TH	Green Card Holder		Hliníkový držák pro BD testy: BD-134	1 ks	Mesa
BD-134-30	Green Card S/T test		Chemický indikátor pro každodenní BD test v parních sterilizátorech. Použití: 3,5 min při 134°C . Typ 2 . Bezolovnatý. Obsahuje specifickou chemii " Sterilant specific". Splňuje ČSN EN ISO 11140-4.	30 ks	Mesa
BD-134-120	Green Card S/T test		Chemický indikátor pro každodenní BD test v parních sterilizátorech. Použití: 3,5 min při 134°C. Typ 2 . Bezolovnatý. Obsahuje specifickou chemii " Sterilant specific". Splňuje ČSN EN ISO 11140-4.	120 ks	Mesa
504 052 100	Bowie & Dick Test Pack		Jednorázový testovací balíček pro denní Bowie-Dick test, bezolovnatý. Typ 2 . Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C . EN ISO 11140-4	30 ks	Getinge
504 225 100	AdvaTec Bowie & Dick Test Pack		Jednorázový Bowie-dick test, balíček pro denní zkoušku. Typ 2 . Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C . EN ISO 11140-4.	30 ks	Getinge
6 001 154 901	Bowie & Dick Test Pack		Jednorázový Bowie-dick test, balíček pro denní zkoušku. Typ 2 . Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C . EN ISO 11140-4.	30 ks	Getinge
504 052 400	Bowie & Dick Test Card		Jednorázový Bowie-dick test – Green Card pro denní zkoušku. Použití s držákem / holder kat.č. 6.005.500.301. Typ 2 . Použití: 3,5 min při teplotě 134°C . EN ISO 11140-4.	120 ks	Getinge

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
6 005 500 301	Bowie & Dick Test Card Holder		Bowie & Dick Test Card Holder. Použití s testem GreenCard 504.052.400	1 ks	Getinge
6 001 155 600	Bowie & Dick Mini Pack		Jednorázový Bowie-dick test – Green Card, balíček pro denní zkoušku. Typ 2. Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C. ISO 11140-4	30 ks	Getinge
6 005 500 010	Bowie & Dick Test Sheet		Jednorázový Bowie-dick test, Arch A4 pro denní zkoušku. Typ 2. Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C. ISO 11140-4	100 ks	Getinge
BD125X/2	Bowie & Dick Test Pack – warning sheet		Jednorázový Bowie-dick test, balíček pro denní zkoušku. Typ 2. Bezolovnatý. Obsahuje list včasného varování určený pro včasnou detekci vzduchu. Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C. ISO 11140-1	20 ks	Terragene
BD8948X	Bowie & Dick Test Card		Jednorázový Bowie-dick test – Green Card pro denní zkoušku. Typ 2. Použití: 3,5 min při teplotě 134°C. ISO 11140-1, ISO 11140-4, ISO 13485	120 ks	Terragene
KBD8948X	Bowie & Dick Test Card Kit PÁRA		Jednorázový Bowie-dick test - balíček pro denní zkoušku Typ 2. Test obsahuje: 1 držák + 120 Bowie-Dick testů / kart. Použití: 3,5 min. při teplotě 134° C. ISO 11140-1, ISO 11140-4	Držák + 120 ks testů	Terragene
BDA5	Bowie & Dick A5 Test Sheet		Jednorázový Bowie-dick test – sheet pro denní zkoušku. Typ 2. Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C. ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. ISO 11140-1:2014	50 ks	Terragene







Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
SC 613102	SteriCLIN B-D / Helix test		Bowie-Dick/Helix test. Obsahuje těleso + testy. Určeno pro 250 cyklů. Objektivně kontroluje parní sterilizátor z hlediska odsávání vzduchu a pronikání páry. Použití: 3,5 min při 134°C DIN EN ISO 11140-4.	1xPCD+250 ks testů	Mesa
SC 630106	SET - SteriCLIN BMS 1200 - Starter kit		Zátěžový testovací systém kontroly parní sterilizace pomocí chemického indikátoru typu 2 a zátěžového tělesa. Splňuje požadavky DIN EN 867-5 pro monitorování šarží (BMS). PCD vyrobené z hliníku simuluje těžko sterilizovatelné duté nástroje. Použití: 3,5 min při 134°C	1xPCD+250 ks testů	Mesa
SC 630102-1	SteriCLIN BMS 1200		Chemický indikátor parní sterilizace, Typ 2. Pro SteriCLIN BMS1200. DIN EN 867-5	250 ks	Mesa
SC 630102-2	SteriCLIN BMS 1200		Chemický indikátor parní sterilizace, Typ 2. Pro SteriCLIN BMS1200. DIN EN 867-5	500 ks	Mesa
SC 630102-3	SteriCLIN BMS 1200		Chemický indikátor parní sterilizace, Typ 2. Pro SteriCLIN BMS1200. DIN EN 867-5	1000 ks	Mesa
6 005 500 575	Getinge Assured BMS Device		Kovové zkušební tělísko pro Bowie-dick testy parní sterilizace a vsázkové testy. Typ 2, REFIL. Použití: 3,5 -7 min. při 134°C	1 ks	Getinge
6 005 500 037	Chemický indikátor PÁRA dutinový, typ 2, 3,5 min. Pro Bowie & Dick		Jednorázový Bowie-dick test, pro denní zkoušku. Typ 2. V balení 250 testů pro parní sterilizaci + náhradní uzávěr ke kovovému tělísku. REFIL. Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C. EN ISO 11140-4.	250 testů + plastový uzávěr	Getinge
504 052 700	SET - Bowie & Dick Helix test. Zátěžové tělísko plastové pro duté zdravotnické prostředky – set		Set - zátěžové tělísko plastové + testy parní sterilizace. Typ 2. pro Bowie & Dick denní zkoušku. Určeno pro vsázkou s dutými zdravotnickými prostředky. Souprava obsahuje plastové tělísko + 250 testů. Použití: 3,5 min. při teplotě 134° C. EN 867-5	Tělísko+250 ks testů	Getinge

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
KH2X15-3.5BD/P	Bowie Dick Helix test. Zátěžové tělísko plastové pro duté zdravotnické prostředky.		Set - zátěžové tělísko plastové + testy parní sterilizace Typ 2 , pro Bowie & Dick denní zkoušku. Určeno pro vsázku s dutými zdravotnickými prostředky. Souprava obsahuje plastové tělísko, bavlněný sáček + 250 testů. Použití: 3,5 min. při teplotě 134°C . EN 285, EN 867-5, ISO 11140-1	Tělísko+250 ks testů	Terragene
KH2X15-3.5BD/M	SET - Bowie Dick Helix test. Zátěžové tělísko kovové pro duté zdravotnické prostředky.		Set - zátěžové tělísko kovové + testy parní sterilizace Typ 2 , pro Bowie & Dick denní zkoušku. Určeno pro vsázku s dutými zdravotnickými prostředky. Souprava obsahuje kovové tělísko, bavlněný sáček + 250 testů. Použití: 3,5 min. při teplotě 134° C . EN 285, EN 867-5, ISO 11140-1	Tělísko+250 ks testů	Terragene
PCD-A-3.5BD	Bowie Dick Helix laminované samolepicí testy		Chemický test parní sterilizace Typ 2 , pro Bowie & Dick denní zkoušku. Zalamínované samolepicí testy. Použití: 3,5 min. při teplotě 134° C . ISO 11140-1	250 ks	Terragene

Bowie & Dick testy pro malé parní sterilizátory

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
BD-120	GreenCard T		Chemický indikátor pro denní BD test pro malé parní sterilizátory Typ 2 . Bezolovnatý. Použití: 3,5 min při 134°C Splňuje ČSN EN ISO 11140-1	15 ks	Mesa
504 052 300	Bowie & Dick Test Card TT		Jednorázový Bowie-dick test – Green Card pro denní zkoušku. Typ 2 . Pro malé stolní sterilizátory kapacity do 54 l. Použití: 3,5 min při teplotě 134°C . EN ISO 11140-4.	15 ks	Getinge

Helix testy pro parní sterilizátory

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
HeliCheck	CI-HeliCheck		Vsázkový testovací systém pro monitorování sterilizace nástrojů s dutinami v parních sterilizátorech Typ 2 . Určeno pro 250 cyklů. Použití: 7 min. při 121-134°C . ČSN EN 867-5.	1xPCD +250 ks testů	Mesa
KH2X15-7.OY/P	SET - Helix -PCD test PÁRA. Zátěžové tělísko plastové pro duté zdravotnické prostředky.		Set - zátěžové tělísko plastové + testy parní sterilizace. Typ 2 . Určeno pro vsázku s dutými zdravotnickými prostředky. Souprava obsahuje plastové tělísko , bavlněný sáček + 250 testů. Použití: 7 min. při teplotě 134° C . EN 285, EN 867-5, ISO 11140-1	Tělísko+250 ks testů	Terragene
KH2X15-7.OY/M	SET - Helix -PCD test PÁRA. Zátěžové tělísko kovové pro duté zdravotnické prostředky.		Set - zátěžové tělísko kovové + testy parní sterilizace. Typ 2 . Určeno pro vsázku s dutými zdravotnickými prostředky. Souprava obsahuje kovové tělísko , bavlněný sáček + 250 testů. Použití: 7 min. při teplotě 134° C . EN 285, EN 867-5, ISO 11140-1	Tělísko+250 ks testů	Terragene
PCD-A-7.OY	Helix test – PÁRA. Zalaminované, samolepicí testy		Chemický test parní sterilizace Typ 2. Určeno pro vsázku s dutými zdravotnickými prostředky. Zalaminované, samolepicí testy. Použití: 7 min. při teplotě 134°C. EN 867-5, ISO 11140-1	250 ks	Terragene
6 005 500 040	Chemický indikátor Helix PÁRA dutinový, typ 2, 7 min. Pro vsázku		Jednorázový Helix test , pro denní zkoušku. Typ 2 . Určeno pro vsázku s dutými zdravotnickými prostředky při parní sterilizaci . V balení 250 testů + náhradní uzávěr ke kovovému tělísku. REFIL. Použití: 7 min při teplotě 134°C . EN ISO 11140-4.	250 testů + plastový uzávěr	Geringe
504 053 000	SET - Helix test PÁRA. Zátěžové tělísko plastové pro duté zdravotnické prostředky.		Set - zátěžové tělísko plastové + testy parní sterilizace. Typ 2 . Určeno pro vsázku s dutými zdravotnickými prostředky. Souprava obsahuje plastové tělísko + 250 testů. Použití pro teplotu: 7 min. při teplotě 134°C . ISO 11140-1	Tělísko+250 ks testů	Geringe