

TECHNICKÝ LIST

SMSL (40 g/sq.m)

KÓD VÝROBKU	:	SMSL
PODLE STANDARDŮ	:	Balící archy SMSL značky PMSSteripack jsou vyráběny v souladu s normou ISO 11607-1. Balící archy SMSL splňují požadavky směrnice Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.
ÚČEL POUŽITÍ	:	Správné balení je velmi důležitým krokem pro zajištění sterility sterilizovaného obalu. Vhodné techniky balení a správné použití obalového materiálu zajišťují sterilní bariéru během procesu sterilizace i po něm. PMSSteripack SMSL se používají k balení materiálů určených ke sterilizaci, jako jsou zásobníky, chirurgické soupravy. SMSL jsou upřednostňovány místo tkaniny kvůli menším pórovým strukturám..
PROVOZNÍ PODMÍNKY	:	PMSSteripack SMSL jsou určeny pro použití při sterilizaci parou, ethylenoxidem, formaldehydem a VH2O2. SMSL se snadno přizpůsobí různým tvarům a velikostem sít, což umožňuje vynikající průchodnost různými metodami sterilizace

SPECIFIKACE VÝROBKU

VLASTNOST	METODA	JEDN.	HODNOTA	
HMOTNOST	WSP 130.1 (05)	g/m ²	40	
TLOUŠŤKA	WSP 120.6 (05)	μm	350	
SÍLA V TAHU	WSP 110.4 (05)	N/5 cm	MD	97
			CD	54
PRODLOUŽENÍ A PROTRŽENÍ	WSP 110.4 (05)	%	MD	123
			CD	118
VODĚODOLNOST	WSP 80.6 (05)	mm	450	












BALENÍ :


Kód výrobku	Dílčí balení	Ks/bal
SMSL 3030	200	800
SMSL 4040	200	600
SMSL 4545	200	400
SMSL 5050	200	400
SMSL 6060	100	200
SMSL 7575	125	125
SMSL 9090	100	100
SMSL 100100	100	100
SMSL 120120	50	50
SMSL 130150	50	50
SMSL 150150	50	50



PMSSteripack®

ŠTÍTEK :

PMS Steripack	DESCRIPTION TANIM BESCHREIBUNG DEFINITION HEPITPAÇH الوصف		CODE KOD CODE CODE ΚΩΔΙΚΟΣ كود		    
	SIZE EBAT GRÖÖE MESURE ΜΕΤΡΕÖΣ الحجم		QUANTITY MIKTAR MENGE QUANTITE ΗΟΣΟΤΗΤΑ الكمية		
			 		
	PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. Kardemir 99. Sokak Bölge 11. Cadde No: 46, Adana No: 319720994, Akdeniz 35020 Mersin / Türkiye T: +90 324 238 7842 / F: +90 324 238 8548 www.pmsmedikal.com pms@pmsmedikal.com MADE IN TURKEY		 EN 868-5		PMS-KP-06



PMSSteripack®

PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic A.Ş
pms@pmsmedikal.com