



Zátěžová tělíska pro parní, formaldehydovou, plazmovou a EO sterilizaci

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
CDPCD2X025/M	Zátěžové tělísko, kovové délka 0,25 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko kovové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, plazma, EO . 500 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X025/P	Zátěžové tělísko, kovové délka 0,25 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko plastové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, plazma, EO . 250 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X050/P	Zátěžové tělísko, plastové délka 0,50 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko plastové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, plazma, EO . 250 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X075/M	Zátěžové tělísko, kovové délka 0,75 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko kovové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, plazma, EO . 500 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X10/P	Zátěžové tělísko, plastové délka 1 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko plastové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, plazma, EO . 250 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X12/P	Zátěžové tělísko, plastové délka 1,2 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko plastové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, plazma, EO . 250 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X15/M	Zátěžové tělísko, kovové délka 1,5 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko kovové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, plazma, EO . 500 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X15/P	Zátěžové tělísko, plastové délka 1,5 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko plastové pro testy sterilizace-pára , 250 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X30/P	Zátěžové tělísko, plastové délka 3 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko plastové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, plazma, EO . 250 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene
CDPCD2X45/P	Zátěžové tělísko, plastové délka 4,5 m, vnitřní průměr 2mm		Zátěžové tělísko plastové pro testy sterilizace-pára, formaldehyd, EO . 250 cyklů. 1 bavlněný sáček. EN 285, EN 867-5	1 ks	Terragene