



PRODUKTOVÁ SPECIFIKACE
Getinge Assured

Steam Green Tape 24 mm
Páska lepicí s indikátorem pára šíře 24 mm
Objednávací číslo: 6.001.154.903

Zelenou pásku typ 1 lze použít pro parní sterilizaci při teplotách 121 °C a 134 °C pro fixaci balícího materiálu typ krep nebo SMS materiál.

Výkonnostní charakteristika:

Zelené pruhy na pásce zčernají během sterilizačního cyklu, čímž je poskytnuta vizuální identifikace a odlišení sterilního a nesterilního materiálu.

Fyzikální charakteristika:

- páska s indikátorem páry šíře 24 mm, délka 56 m

Skladování:

Skladujte v originálním balení při teplotě 10-38 °C a relativní vlhkosti 10-60 %
Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti:

36 měsíců. Doba expirace je vyznačena na obalu

Balení: 36 ks

Klasifikace dle standardů: ISO 11140-1, Chemický indikátor pára, typ 1

Výrobce:

Getinge AB Lindholmspiren 7 P.O. Box 8861 SE-417 56 Göteborg Sweden +46 (0)10 335 0000

Dodavatel:



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:
Bc. Richard Kováč – produktový specialista
608 176 188
Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Morava – Ing. Žurová: 777 929 623