

1410 Nastavitelný SCBI Inkubátor

1410 Nastavitelný inkubátor pro Self-Contained biologické indikátory (SCBI)

Inkubátor Mesa 1410 je navržen pro pohodlnou a efektivní inkubaci Self-contained biologických indikátorů Mesa při 37 °C (*Bacillus atrophaeus*) nebo 57 °C a 60 °C (*Geobacillus stearothermophilus*).



Inkubátor je vybaven vestavěným teploměrem s LED displejem, 13 inkubačními dutinami a integrovanou aktivační (drticí) dutinou.

Popis

- Současná inkubace až 13 biologických indikátorů (BI) v očíslovaných inkubačních dutinách.
- Nadnárodní napájecí adaptér 110V/220V s vyměnitelnými koncovkami.
- Nastavitelná inkubační teplota pro BI obsahující *B. atrophaeus* (37 °C) nebo *G. stearothermophilus* (57 °C a 60 °C).
- Podporuje 10hodinové čtení Smart-Read® BI při 60 °C.

Uživatelsky přívětivý

- Integrovaná aktivační (drticí) dutina.
- Velmi rychlé zahřátí (10-15 minut v závislosti na zvolené teplotě).
- Navrženo pro použití 24 hodin denně.
- Integrovaný teploměr s digitálním teploměrem

Certifikace

RoHS compliant, CSA C/US a CE značka.

Distributor pro CR a SK:

JK Trading s r.o.

www.jktrading.cz