



**BioSystems**  
REAGENTS & INSTRUMENTS




Platnost od 1.6.2022

## FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP S LED TECHNOLOGIÍ (I PRO BĚŽNOU MIKROSKOPII)

### Základní technická specifikace:

- Halogenová lampa 6 V, 20 W pro běžnou mikroskopii
- Kondenzor s irisovou clonou
- LED dioda 3,6 W pro vlnovou délku 470–480 nm, životnost 50.000 h
- Objektivy ve zvětšení 10, 20, 40x v ceně + 1 volná pozice,  
Objektivy zvětšení 4x a 100x lze dokoupit



### Kód 84201

#### Možnosti rozšíření funkcí – info na vyžádání:

- Trinokulárová hlavice BioSystems pro kameru
- 5,1 MPx kamera SONY se softwarem, USB 3 = rychlý záznam obrazu

Code AC15277



Digitální kamera kat. č. AC17454

**Základní cena (binokulární mikroskop + 3x objektiv) na vyžádání.**



Objednávky :  
JK-Trading s.r.o.,  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
e-mail: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**  
Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604  
Ing Ernestová : 777 477 308  
Morava : Ing. Žůrová: 777 929 623