



**BioSystems**  
REAGENTS & INSTRUMENTS

Kód 83101

## SELEKTIVNÍ RANDOM ACCESS ANALYZÁTOR



- **Průběžné vkládání vzorků** během pracovní relace (STAT vzorky), neomezeně, kdykoliv.
- Inovativní design a funkční robustnost.
- Výkon - **240 testů za hodinu**.
- Primární zkumavky a pediatrické lahvičky v libovolné poloze.

- Maximální flexibilita při umístění vzorků a činidel.
- Minimální objem vzorku je 180 µl.
- Reagencie určené pro klinickou chemii a turbidimetrii.
- Konfigurace filtru 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm (volitelné).
- **30 chlazených poloh (volitelné)**.



20 a 50ml lahvičky na reagenty



Podívejte sa na ilustrační video : <https://www.youtube.com/watch?v=QP2t8PF7240>



**Objednávky :**  
JK-Trading s.r.o,  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**  
Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604  
Ing Ernestová : 777 477 308  
Morava : Ing. Žurová: 777 929 623