




BioSystems
REAGENTS & INSTRUMENTS



PŘÍSTROJ NA ZPRACOVÁNÍ IMUNOFLUORESCENČNÍCH SKLÍČEK



Kód 84101

- **Otevřený systém**
- Kompletní zpracování vzorků na IF diagnostiku = Ředění, promývání, inkubace.
- Zásobník až na 96 vzorků.
- Zásobník na 8 konjugátů a 8 kontrol
- 96 pozic pro ředění vzorků
- Zpracovává najednou až 16 IF sklíček

• Doba zpracování od 70 min do max.3,5 h

- Český software, jednoduchá obsluha a programování nových testů a profilů stanovení.
- Čtečka barkódů pro vzorky a reagenty
- Přístroj lze naprogramovat i pro IF skla různých výrobců (vč. Euroimun).
- Rentabilita: již od 3.000 testů/rok, což odpovídá 2 IF sklíčkům denně.
- Řešení chybových hlášek přes online protokoly
- Základní kalibrace přístroje – uživatelem.
- Možnost integrace do systému iMLS pro archivaci dat o zpracování a odečtu vzorku



Objednávky :
JK-Trading s.r.o,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**
Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604
Ing Ernestová : 777 477 308
Morava : Ing. Žurová: 777 929 623