



BioSystems
REAGENTS & INSTRUMENTS




FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP S LED TECHNOLOGIÍ (I PRO BĚŽNOU MIKROSKOPII)

Základní technická specifikace:

- Halogenová lampa 6V, 20W pro běžnou mikroskopii
- LED dioda pro vlnovou délku 470 - 480 nm, životnost 50.000 h
- Objektivy ve zvětšení 10, 20, 40x v ceně + 1 volná pozice, objektivy zvětšení 4x a 100x lze dokoupit




Kód 84201



Možnosti rozšíření funkcí - info na vyžádání:

- Trinokulárová hlavice BioSystems pro kameru
- 3,1 MPx kamera BioSystems se softwem
- Fotoaparát Olympus zrcadlovka – specifikace na vyžádání
- Možnost integrace obrazů z mikroskopu iMLD včetně dat zpracování IF skel na iPRO do archivačního programu MLS

Mikroskop, kamera, přístroj iPRO a program iMLS s editovatelnou knihovnou IF obrazů umožňuje komplexní archivaci dat a elektronické vydávání protokolů včetně obrazového nálezu.



Program iMLS



digitální kamera



Objednávky :
JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**
Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604
Ing Ernestová : 777 477 308
Morava : Ing. Žůrová: 777 929 623