

Čtečka mikrotitračních destiček 800 TS

Absorbanční ELISA reader 800 TS je jednonábový reader, který zpracovává 6- až 384-jamkové mikrotitrační destičky s detekčním rozsahem 340-750 nm. Má barevný dotykový LCD displej pro rychlé a snadné programování. Možnost připojení malé, průmyslové tiskárny pro rychlý přístup k vzorovým datům. Temperování/inkubace do 50 ° C a funkce protřepávání. USB flash disk pro pohodlný export dat. Ke všem readerům je dodáván řídicí SW GEN 5 umožňující ovládání readerů pomocí PC. V ceně jsou 4 filtry dle výběru, případně standardní sestava filtrů 405, 450, 490 a 630 nm. IVD certifikováno.

Využití: ELISA testy, proteiny, kinetika enzymů

Bílý kryt se zaoblenými hranami

USB port pro počítač

USB port pro Seiko RP-D10 tiskárnu



LCD dotykový displej

USB port pro export dat

Doporučuje se používat s **ELISA promývačkou**. Tato kombinace přináší pohodlné a vysoce kvalitní výsledky při zpracování vzorků.



<https://www.biotek.com/products/liquid-handling-microplate-washers/50-ts-washer/>