

Promývačka mikrotitračních destiček 50™ TS

ELISA Promývačka 50™ TS nabízí funkce, které jsou ve své třídě nepřekonané. Barevný dotykový displej poskytuje vizuální rozhraní, které umožňuje rychlé a intuitivní vytváření protokolů. Její výkonnost při běžném promývání destiček je vynikající. Promývací hlavy pro stripy a 96 jamkové destičky - 8/12-kanálová a 16-ti kanálová pro 96/384 jamkové destičky, dávkování roztoků v rozsahu od 25 do 3000 µL/jamku, nastavení po 1 µL, promývání pomocí 1 pufru (volitelně promývání až 3 pufrů), objem zásobní lahve 2 nebo 4 litry, volitelně s možností detekce hladiny.

- Všestrannost využití :
ELISA, buněčné testy, testy s magnetickými a polystyrenovými kuličkami, vakuová filtrace, ELISPOT
- Vysoce kvalitní a vysoce výkonné automatické mytí mikrotitračních destiček za přijatelnou cenu.
- Automatická rutinní údržba pro trvalý spolehlivý provoz.
- Barevná dotyková obrazovka umožňuje rychlé a snadné programování
- Snadné dotykové ovládání pro promývání plných nebo částečných destiček
- Spolehlivé a bezpečné snímání hladiny kapaliny
- Automatické, vestavěné údržbové postupy pro zachování spolehlivosti úkonů

Používá se v **kombinaci s detekčním systémem (čtečkou)**, který přináší pohodlné a vysoce kvalitní výsledky při zpracování vzorků.



<https://www.biotek.com/products/liquid-handling-microplate-washers/50-ts-washer/>



Objednávky :
JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**
Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604
Ing Ernestová : 777 477 308
Morava : Ing. Žůrová: 777 929 623