



Self-contained Biological Indicator pro monitoring formaldehydové sterilizace

Objednací číslo: BT100 Self-Contained biologický indikátor

(SCBI) Test formaldehyd je koncipován pro biologickou kontrolu sterilizačních cyklů.

Terragene (SCBI) indikátor obsahuje 10^5 - 10^6 Geobacillus stearothermophilus -

Výkonnostní charakteristika

Po expozici ve formaldehydovém sterilizátoru je indikátor vystaven inkubaci a barevná změna prokáže růst nebo žádný růst biologického osídlení:

- Barevná změna procesového indikátoru na ampulce:
z hnědé na zelenou
- Barevná změna při nárůstu biologického osídlení z fialové na žlutou
- Barevná změna při úspěšné sterilizaci žádná
- Doba a teplota inkubace 55 °C až 62 °C 48 hodin

Fyzikální charakteristika

- Rozměry 45.2 mm x 8.5 mm
- Osídlení 10^5 - 10^6 Geobacillus stearothermophilus
- Balení 100 ampulek SCBI

Vnější prostředí

Skladování: skladujte v originálním balení při teplotě 10-38°C a relativní vlhkosti 10-60 %.
Chraňte před světlem a nevystavujte vysokým teplotám, chemikáliím.

Doba použitelnosti

24 měsíců. Doba expirace je vyznačena na obalu.

Klasifikace dle standardů

IRAM 37102-1, ISO 11138-1, ISO 11138-5

TERRAGENE Ruta Nacional N°9 km 280, (CP2130), Parque Industrial Micropi Alvear, Santa Fe, Argentina



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk