



Transportní vana s víkem pro bezpečnou přepravu použitých nástrojů a endoskopů

- Lehká plastová nádoba s víkem vhodná pro bezpečnou přepravu použitých nástrojů a endoskopů mezi odděleními ve zdravotnických zařízeních
- Materiál vhodný k dezinfikování a mytí v mycích a dezinfekčních zařízeních
- Není vhodné pro sterilizaci v parních sterilizátorech
- Perforované síto vhodné pro skladování jako podložka
- Materiál polypropylen – perforace umožňuje cirkulaci vzduchu a tím zrychluje sušení

**Perforované síto:**

- Objednávací kód: 3FEDS842835
- Rozměry 560 x 300 x 30 mm
- Cena za 10 ks/bal:
8 737,- Kč + DPH 21 %

Transportní vana:

- Objednávací kód: 3FSZB855402
- Rozměry 590 x 295 x 150 mm
- Cena: 892,- Kč + DPH 21 %
- Cena vč. DPH: 1 079,32 Kč

Víko pro transportní vanu:

- Objednávací kód: 3FSZB855432
- Rozměry 590 x 295 x 30 mm
- Cena: 686,- Kč + DPH 21 %
- Cena vč. DPH: 830,06 Kč

Novinka. Platí od 1.3.2025

**Objednávky ČR:**

JK – Trading spol. s r.o.
Křivatcová 421/5
155 21 Praha 5 – Zličín
Tel.: +420 257 220 760
e-mail: praha@jktrading.cz

Objednávky SK:

JK – Trading spol. s r.o.
Dlhá 1264/43
900 31 Stupava
Tel.: +421 907 670 888, 264 776 790
e-mail: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:

Bc. Kováč 777 929 624
Ing. Žůrová 777 929 623
Ing. Kryl 777 929 604
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk