



1. IDENTIFIKACE / IDENTIFIKATION

Název výrobku:

Spore Strip

Typ výrobku: Biologický indikátor

Popis výrobku: Papírový proužek naočkovaný bakteriálními sporami uzavřený v potravinářském skelném papíru

Produktname:

Spore Strip

Produktart oder Synonym: Biologischer Indikator

Produktbeschreibung: Papierstreifenträger, der mit bakteriellen Sporen beimpft und in Pergaminpapier eingeschlossen ist.

Poznámka: jednotka neobsahuje žádné nebezpečné složky ani patogenní mikroorganismy.

Hinweis: Das Gerät enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe oder pathogenen Mikroorganismen.

Výrobce / Hergestellt von: Mesa Laboratories, Inc.
625 Zoot Way
Bozeman, MT 59718 USA
(303) 987-8000

Nouzový telefon/ Notfall Telefon: (303) 987-8000

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ / GEFAHRIDENTIFIZIERUNG

NEUPLATŇUJE SE

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O MATERIÁLECH / ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU INHALTSSTOFFEN

Složení růstového média: Neuplatňuje se

Biologické informace: bakteriální spory získané z běžného zdroje, přirozeně se vyskytující, nepatogenní

Zusammensetzung des Wachstumsmediums: N/A

Biologische Informationen: bakterielle Sporen aus rückverfolgbarer Quelle. Natürlich vorkommend. Nicht pathogen.

4. OPATŘENÍ PRO PRVNÍ POMOC / ERSTE HILFE

Styk s kůží: Neuplatňuje se

Oční kontakt: Neuplatňuje se

Vdechnutí: Nepravděpodobný způsob expozice.

Požítí: Nepravděpodobný způsob expozice.

Hautkontakt: N/A

Augenkontakt: N/A

Einatmen: Kein wahrscheinlicher Expositionsweg.

Verschlucken: Kein wahrscheinlicher Expositionsweg.

POZN.: Nejsou známa žádná zdravotní rizika v souvislosti s expozicí mikroorganismu obsaženým ve výrobku.

HINWEIS: Es sind keine Gesundheitsgefahren durch die Exposition gegenüber den in diesem Produkt enthaltenen Mikroorganismen bekannt.

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ / BRANDBEKÄMPFUNG MASSNAHMEN

Neuplatňuje se

6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM UVOLNĚNÍ / MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Očištění a dezinfekce.

Einsatzbereich reinigen und desinfizieren.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ / HANDHABUNG UND LAGERUNG

Skladujte při teplotě 15-27°C a relativní vlhkosti 30-70%. Chraňte před slunečním zářením a UV zářením

Lagern bei 15-27°C, 30-70% RH. Vermeiden direkte Sonneneinstrahlung und alle anderen Formen von UV-Licht.

8. KONTROLA EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANA / EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Omezení expozice: Neuplatňuje se
Specifické tech.kontroly: Neuplatňuje se
Osobní ochranné prostředky: při vyjímání tohoto výrobku ze sterilizátoru je třeba používat vhodné rukavice a ochranné brýle

Expositionsgrenzwerte: N/A
Spezifische technische Kontrollen: N/A
Persönliche Schutzausrüstung: Beim Herausnehmen dieses Produkts aus dem Sterilisator sollten geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille getragen werden.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI / PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Zápach, vzhled: papírový nosič
Specifická hmotnost: Neuplatňuje se
Rychlost odpařování: Neuplatňuje se
pH: Neuplatňuje se
Hustota par: Neuplatňuje se
Bod varu: Neuplatňuje se
Koef.dělení vody a oleje: Neuplatňuje se
Prahová jedn. zápachu: Neuplatňuje se
Tlak par: Neuplatňuje se
Bod tuhnutí: Neuplatňuje se
Rozpustnost ve vodě: Neuplatňuje se

Geruch und Erscheinung: Papierträger
Spezifische Schwerkraft: N/A
Verdunstungsrate: N/A
pH-Wert: N/A
Dampfdichte: N/A
Siedepunkt: N/A.
Koeffizient der Wasser/Öl-Verteilung: N/A
Geruchsschwelle: N/A
Dampfdruck: N/A
Gefrierpunkt: N/A
Löslichkeit in Wasser: N/A

10. STABILITA A REAKTIVITA / STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Chemicky stabilní: ano
Neslučitelnost: Neuplatňuje se
Reaktivita: Neuplatňuje se
Nebezpečné produkty rozkladu: Neuplatňuje se

Chemisch stabil: Ja
Unvereinbarkeit: N/A
Reaktivität: N/A
Gefährliche Zersetzungsprodukte: N/A



11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE / TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Účinky okamžité expozice: Neuplatňuje se
Účinky průběžné expozice: Neuplatňuje se
Dráždivost: Neuplatňuje se
Citlivost kůže: Neuplatňuje se
Citlivost dýchacích cest: Neuplatňuje se
Karcinogenita: Neuplatňuje se
Toxicita vůči reprodukci: Neuplatňuje se
Teratogenita: Neuplatňuje se
Embryotoxicitya: Neuplatňuje se
Mutagenita: Neuplatňuje se
Synergické výrobky: Neuplatňuje se

Auswirkungen einer akuten Exposition: N/A
Auswirkungen chronischer Exposition: N/A
Irritation des Produkts: N/A
Sensibilisierung der Haut: N/A
Sensibilisierung der Atemwege: N/A
Kanzerogenität: N/A
Reproduktive Toxizität: N/A
Teratogenität: N/A
Embryotoxizität: N/A
Mutagenität: N/A
Synergistische Produkte: N/A

12. ECOLOGICKÉ INFORMACE / ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Výrobek neobsahuje žádná známá ekologická rizika. Obsažené mikroorganismy nejsou patogenní a vyskytují se v přírodě..

Dieses Produkt enthält keine bekannten ökologischen Gefahren. Die darin enthaltenen Mikroorganismen sind nicht pathogen und kommen aus der Natur.

13. LIKVIDACE / ENTSORGUNG

Sterilizujte parou při 121°C po dobu 30 min nebo spalte

Vor der Entsorgung 30 Minuten lang bei 121°C autoklavieren oder verbrennen.

14. PŘEPRAVA / TRANSPORT

Žádná zvláštní přepravní opatření.

Keine besonderen Versandvorkehrungen.

15. REGULAČNÍ INFORMACE / REGULATORISCHE INFORMATIONEN

Neuplatňuje se

16. DALŠÍ INFORMACE / WEITERE INFORMATIONEN

Viz návod k použití (v každém balení).

Siehe Gebrauchsanweisung, die in jeder Produktverpackung mitgeliefert wird.

Vytvořeno / Erstellt von:

Mesa Labs – Bozeman Manufacturing Facility
625 Zoot Way
Bozeman, MT 59718 USA
(303) 987-8000

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou poskytovány bez výslovné nebo předpokládané záruky s výjimkou toho, že jsou sestaveny podle nejlepšího vědomí společnosti Mesa Labs. Informace nejsou vyčerpávající a mají sloužit pouze jako vodítko. Společnost Mesa Labs nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za použití těchto údajů nebo spoléhání na ně.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen werden ohne Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung gestellt, außer dass sie nach bestem Wissen von Mesa Labs korrekt sind. Die

Bezpečnostní list

Informationen sind nicht allumfassend und dürfen nur als Richtlinie verwendet werden. Mesa Labs übernimmt keine rechtliche Verantwortung für die Verwendung oder das Vertrauen auf diese Daten.