


NADAL® COVID-19 Ag + Influenza A/B + RSV (Ref. 243502N-20)

Imunochromatografický test pro současnou kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2, viru influenzy typu A / B a RSV viru v lidských nazofaryngeálních vzorcích.

- Výsledek do 15 minut
- Skladování při pokojové teplotě
- 4 výsledky



Kombinovaný test NADAL® COVID-19 Ag + Influenza A/B + RSV Test je navržen tak, aby vám pomohl rychle a snadno určit, zda může být viníkem infekce virus chřipky, nebo SARS CoV-2. Včasná diagnóza umožňuje rychlé zavedení opatření na ochranu pacientů a jejich kontaktů.

	COVID-19 Ag, nazální:	Influenza A, nazální	Influenza B, nazální	RSV
Diagnostická citlivost	96,23% (90,70-98,52%)	94,83% (85,86-98,23%)	96,97% (84,68-99,46 %)	98,23% (93,78-99,51%)
Diagnostická specifita	99,61% (97,82-99,93%)	98,68% (96,67-99,49%)	98,48% (96,49-99,35 %)	99,20% (97,12-99,78%)
Celková shoda	98,62% (96,81-99,41%)	98,07% (96,06-99,06%)	98,34% (96,43-99,24)	98,90% (97,19-99,57%)

*Interval spolehlivosti: 95%.

Další charakteristiky testu jsou uvedeny v návodu.

Test není určen pro sebetestování. Byl schválen pouze pro profesionální uživatele, tj. zaškolený zdravotnický personál.

Výrobce: Nal von Minden - Německo

Cena: Na doptání



Balení 20 testů

Objednávky ČR: JK-Trading s.r.o, Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5-Zličín tel.: 257 220 760 email: paha@jktrading.cz	Objednávky SK: JK-Trading s.r.o, Dlhá 1264/43, 900 31 Stupava tel.: 0907 670 888,0264 776 790 email: jk-trading@jk-trading.sk	Více informací: Ing. Kryl 777 929 604 Ing. Žurová: 777 929 623 www.jktrading.cz www.jk-trading.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------