

## NADAL® H. pylori Ag Test

Katalogové číslo: 262902N-20


Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.

test z lidské stolice je rychlý kvalitativní antigenní test, který slouží jako pomůcka při stanovení infekce H. pylori.

Jednoduchý postup, výsledek do 10 minut. **Balení 20 ks**

### H. pylori Ag

Rev05.02/0705ai00106



Vizuální testu :

vyhodnocení

Pozitivní :



Negativní :



Neplatný :



Výkonnostní charakteristiky testu:

Relativní senzitivita: >98,28%\*

Relativní specifická: >98,9%\*

Celková shoda: >98,72%\*

\*95% Interval spolehlivosti



K soupravě lze zakoupit **odběrový papír na stoličci kat.č. 50004, Balení 20 ks**

**Ceny na vyžádání.**