




Německý výrobce nal von minden a  
český distributor JK-Trading  
nabízí rychlé imunochromatografické testy  
pro ordinace lékařů



## ***Helicobacter pylori (HP)***

**Test na detekci protilátek proti HP ve  
vzorku plné krve, séra nebo plazmy**

**obj. číslo 262001**

Pouze pro profesionální použití.



Tato souprava slouží jako pomoc při stanovení  
diagnózy infekce *H. Pylori*.

### **Výkonnostní charakteristika testu :**

Relativní senzitivita: 93,2% (89,5%-95,9%)\*

Relativní specifita: 97,2% (94,9% - 98,6%)\*

Celková shoda: 95,5% (93,5% - 97,0%)\*

\*95% Interval spolehlivosti

**Výsledek do 10 minut.**

### **Skladování vzorku:**

- Kapilární krev odebraná z prstu je určena k okamžitému testování.
- Sérum a plazmu je možné skladovat při teplotě 2-8 ° C po dobu až 3 dnů.

Používejte pouze číré, nehemolyzované vzorky.

**Skladování soupravy:** při pokojové teplotě nebo v chladničce (mezi 2-30 °C)

**Doba expirace testu:** až 15 měsíců.

## **Cena: na vyžádání**

**Balení 20 testů**

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)



**Objednávky ČR:**  
**JK-Trading s.r.o.,**  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

**Objednávky SK:**  
**JK-Trading s.r.o.,**  
Dlhá 1264/43,  
900 31 Stupava  
tel.: 0907 670 888,0264 776 790  
email: [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

**Více informací:**  
Ing. Kryl 777 929 604  
Ing. Žůrová: 777 929 623  
[www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
[www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)

**Platnost nabídky od 1.1.2024**