

ŘEŠENÍ DIAGNOSTIKY UROGENITÁLNÍCH MYKOPLAZMAT



ZEAKON Diagnostics byla první společností na světě, která v roce 2010 nabídla prostředek v oblasti diagnostiky urogenitálních mykoplazmat. Nyní přichází s druhou generací readerů, Mycoview StudioBox a s plně přeformulovanou řadou činidel (sérum bez komponentů živočišného původu), které vám pomohou při rutinním stanovení diagnózy urogenitálních mykoplazmat. Výzkum a vývoj společnosti ZEAKON Diagnostics je zaměřen na vysoce kvalitní výrobky za konkurenceschopné ceny, stejně jako na inovativní nástroje zvyšující efektivitu laboratorních testů.

NOVÁ PRODUKTOVÁ ŘADA MYCOVIEW

- konsistentní a spolehlivé provedení testu
- vyšší senzitivita • vyšší specifita
- **zrušení používání lyofilizovaného C-média**
- **žádná regenerace činidel**
- stabilní výsledky, možnost **odečtu výsledku po dobu 1 týdne**

**NOVÉ SLOŽENÍ MÉDIA
SE SÉREM BEZ KOMPONENTŮ
ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU**

MYCOVIEW a MYCOVIEW ID TESTOVACÍ STRIPY

Mycoview ID												
Mycoview												
číslo jamky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C+	U.u	M.h	L	E	ROX	AZM	JM	MNO	DO	OFX	CIP
Test	Růst	U.u ≥ 10 ⁴ CCU/mL	M.h ≥ 10 ⁴ CCU/mL	U.u ID & L 8 µg/mL	M.h ID & E 4 µg/mL	4 µg/mL	4 µg/mL	4 µg/mL	8 µg/mL	8 µg/mL	4 µg/mL	2 µg/mL

Vysvětlivky zkratk: L-lyncomycin, E-erythromycin, ROX-roxythromycin, AZM-azythromycin, JM-josamycin, MNO-minocycline, DO-doxycycline, OFX-ofloxacin, CIP-ciprofloxacin

NOVÁ PRODUKTOVÁ ŘADA MYCOVIEW

Katalogové číslo	Název produktu	Balení	Popis
2040Q (skladem)	Mycoview Quantum	20 testů	Identifikace a diferenciální titrace: Ureaplasma spp. (U.urealyticum a U. Parvum) a Mycoplasma hominis z různých urogenitálních vzorků. Včetně testu na senzitivitu na 9 antibiotik.
2030Q (proti objednávce)	Mycoview ID Quantum	20 testů	Identifikace a diferenciální titrace: Ureaplasma spp. (U.urealyticum a U. Parvum) a Mycoplasma hominis z různých urogenitálních vzorků.
2050Q (proti objednávce)	Mycoview Screening Quantum	24 testů	Kultivace, screening a identifikace Ureaplasma spp. a Mycoplasma hominis z různých urogenitálních vzorků.
2020 (skladem)	T Broth	20 ks	Transporní médium pro různé urogenitální vzorky.

NOVÝ READER – MYCOVIEW STUDIOBOX

- francouzská výroba, koncept i design
- včetně čtečky barkódů
- přímé vložení ID pacienta
- rychlý odečet a interpretace výsledků všech testovacích stripů, možnost archivovat fotografii testu
- ethernet – jazyk Linux
- katalogové číslo readeru: 3070, název výrobku: Mycoview StudioBox
- katalogové číslo kontroly: 3080, název výrobku : Mycoview StudioBox Control (1 poz. a 1 neg. kontrola pro ověření funkce přístroje)



3070 Mycoview StudioBox



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová
 421/5, 155 21 Praha 5,
 tel.: 257 220 760,
 fax: 257 220 772,
 email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl 777 929 604
 Ing. Ernestová 777 477 308
 Morava – Ing. Žurová: 777 929 623