



Obličejová maska

Kat číslo: GCFCXSBS

Balení: 40 ks



Crosstex bezlatexová lékařská maska na obličej je ošetřena antimikrobiálem BIOSAFE® a tím významně snižuje riziko kontaminace, že:

- Účinně zabíjí škodlivé mikroorganismy (mezi 98,5 % a 99,999 % během 5 minut).
- Účinná i proti H1N1, H3N2, VRE, MRSA, ...
- Snižuje riziko křížové kontaminace z dotyku samotné masky.
- Vytváří bezpečnější prostředí při likvidaci masky.

Vlastnosti:

PFE (Peak Flow Expiratory) = 99,8 % při 0,1 mikronu.

Bílá vnější vrstva je odolná proti tekutinám.

Bílá vnitřní celulózová vrstva je hypoalergenní.

Použité materiály jsou BEZ chemických látek, inkoustů, barviv a latexu.

Mimořádná měkkost – nedělá žmolky, netrhá se.

Splňuje normu EN14683 – typ IIR.

Splňuje normy ASTM F2101-07 jako zdravotnická maska s vysokou bariérou.

BIOSAFE je antimikrobiální roztok na vodní bázi registrovaný agenturou EPA. Antimikrobiální roztok BIOSAFE prošel všemi testy toxicity požadovanými americkou agenturou pro ochranu životního prostředí a má schválené označení EPA.

BIOSAFE je registrovaná ochranná známka společnosti BIOSAFE, Inc. Číslo patentů: 6 572 926 a 6 146 688. BIOSAFE je registrován agenturou EPA pod číslem 83019-1.

Nabídková cena za balení 40 ks:

428,- Kč bez 21% DPH / 518,- Kč s DPH

(10,70 - Kč/ ks bez DPH)



Objednávky ČR:

JK – Trading spol. s r.o.
Křivatcová 421/5
155 21 Praha 5 – Zličín
Tel.: +420 257 220 760
e-mail: paha@jktrading.cz

Objednávky SK:

JK – Trading spol. s r.o.
Dlhá 1264/43
900 31 Stupava
Tel.: +421 907 670 888, 264 776 790
e-mail: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:

Bc. Kováč 777 929 624
Ing. Žurová 777 929 623
Ing. Kryl 777 929 604
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk