

 Prohlášení o shodě**steriGLIN®**

My,

VEREINIGTE PAPIERWARENFABRIKEN GmbH**Industriestrasse 6**

D-91555 Feuchtwangen

SRN (jedinečné registrační číslo):**DE-MF-000006373**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že naše výrobky čisticí kartáčky - viz

*příloha pro články**Kód VP/kvalita*

550 01, 550_02

Základna UDI-DI**40094453FRIN550EN**


jako výrobky pro předběžné čištění lékařských nástrojů jsou příslušenstvím pro zdravotnické prostředky, které mají být sterilní v souladu s určením výrobce. Jako takové jsou naše výše uvedené výrobky registrovány jako zdravotnické prostředky třídy I v souladu s **nařízením (EU) 2017/745**, příloha VIII, kapitola 3, pravidlo 1 a splňují základní požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost stanovené v příloze I **nařízení (EU) 2017/745**.

Postup posuzování shody se provádí v souladu s nařízením (EU) 2017/745, čl. 52 odst. 7, vypracováním technické dokumentace podle příloh II a III a vydáním EU prohlášení o shodě podle článku 19.

Toto prohlášení o shodě je platné do 2. května 2027.

Feuchtwangen, 15. listopadu 2022

lt



VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
D-91555 Feuchtwangen · Industriestrasse 6
Tel +49 (0) 9152 901-0 · Fax -174

Dr. T. Jürgén
Regofatory

VP Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
D-91555 Feuchtwangen · Industriestrasse 6
Tel +49 (0) 9152 901-0 · Fax -174

Wirt Thomas Lechner
Affairs Head of Management VP-Group



Čistící kartáčky pro dutinové nástroje (kvalita 550_01)

Číslo položky	Provedení	Obsah balení
3FRIN550102	Hlava kartáče 7,0 x 80 mm, Celková délka 350 mm, hřídel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 Stück
3FRIN550104	Hlava kartáče 4,0 x 100 mm, Celková délka 300 mm, hřídel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550106	Hlava kartáče 6,0 x 100 mm, Celková délka 300 mm, hřídel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550108	Hlava kartáče 8,0 x 100 mm, Celková délka 300 mm, hřídel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550110	Hlava kartáče 10,0 x 100 mm, Celková délka 300 mm, hřídel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550112	Hlava kartáče 15,0 x 100 mm, Celková délka 300 mm, hřídel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550118	Hlava kartáčku 1,0 x 13 mm, Celková délka 450 mm, hřídel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550122	Hlava kartáčku 1,6 x 13 mm, Celková délka 450 mm, hřídel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550124	Hlava kartáče 5,0 x 100 mm, Celková délka 300 mm, hřídel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550126	Hlava kartáčku 2,5 x 50 mm, Celková délka 300 mm, hřídel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů

www.stericlin.de t

Prohlášení o shodě

3FRIN550128	Hlava kartáčku 2,5 x 50 mm, Celková délka 610 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550130	Hlava kartáče 5,0 x 80 mm, Celková délka 405 mm, hřidel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550132	Hlava kartáčku 1,8 x 13 mm, Celková délka 450 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550138	Hlava kartáče 20,0 x 150 mm, Celková délka 450 mm, hřidel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochranný kryt hrotu	5 kusů
3FRIN550140	Hlava kartáče 20,0 x 100 mm, Celková délka 500 mm, hřidel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochranný kryt hrotu	5 kusů
3FRIN550141	Hlava kartáče 40,0 x 60 mm, Celková délka 500 mm, hřidel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochranný kryt hrotu	5 kusů
3FRIN550142	Hlava kartáče 3,5 x 100 mm, Celková délka 250 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550144	Hlava kartáčku 3,5 x 60 mm, Celková délka 265 mm, drát z nerezové oceli, štětiny Tynex, plastová rukojeť (bílá)	5 kusů
3FRIN550146	Hlava kartáče 2,0 x 100 mm, Celková délka 300 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550148	Hlava kartáče 3,0 x 100 mm, Celková délka 300 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550150	Hlava kartáčku 2,0 x 60 mm, Celková délka 350 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550152	Hlava kartáče 3,5 x 35 mm, Celková délka 500 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550154	Hlava kartáčku 0,6 x 10 mm, Celková délka 450 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů

www.stericlin.de



Prohlášení o shodě

3FRIN550156	Hlava kartáčku 1,4 x 13 mm, Celková délka 450 mm, hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 kusů
3FRIN550178	Hlava kartáčku 3,0 x 20 mm, Celková délka 600 mm, plastová hřidel (bílá), nylonové štětiny	5 kusů
3FRIN550180	Hlava kartáčku 4,0 x 20 mm, Celková délka 600 mm, plastová hřidel (modrá), nylonové štětiny	5 Stück
3FRIN550182	Hlava kartáče 5,0 x 50 mm, Celková délka 600 mm, plastová hřidel (žlutá), nylonové štětiny	5 kusů
3FRIN550184	Hlava kartáče 7,0 x 50 mm, Celková délka 600 mm, plastová hřidel (bílá), Nylonové štětiny	5 kusů
3FRIN550186	Hlava kartáče 10,0 x 50 mm, Celková délka 600 mm, plastová hřidel (modrá), nylonové štětiny	5 kusů
3FRIN550188	Hlava kartáče 15,0 x 50 mm, Celková délka 600 mm, plastová hřidel (zelená), nylonové štětiny	5 kusů
3FRIN550190	Hlava kartáče 5,0 x 100 mm, Celková délka 650 mm, hřidel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550192	Hlava kartáče 7,0 x 100 mm, Celková délka 650 mm, hřidel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 Pletení
3FRIN550194	Hlava kartáče 10,0 x 100 mm, Celková délka 650 mm, hřidel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550196	Hlava kartáče 12,0 x 100 mm, Celková délka 650 mm, hřidel z nerezové oceli, nylonové štětiny, ochrana hrotu	5 kusů
3FRIN550198	Hlava kartáčku 1,4 x 10 mm, Celková délka: 450 mm Hřidel z nerezové oceli, štětiny Tynex	5 Stück

www.stericlein.de



Prohlášení o shodě

Kartáče na čištění povrchů (kvalita 550_02)

Číslo položky	Provedení	Obsah balení
3FRIN550116	oboustranný, s měkkým Nylonové štětiny, plastová rukojeť, délka hlavy kartáče 25/35 mm, délka 175 mm.	5 kusů
3FRIN550120	oboustranný, středně tvrdý Nylonové štětiny, plastová rukojeť, délka hlavy kartáče 25/35 mm, délka 175 mm.	5 kusů
3FRIN550134	s extra tvrdým Plastové štětiny, plastová rukojeť (modrá), délka hlavy kartáčku 30/45 mm, délka 165 mm	5 kusů
3FRIN550158	oboustranný, s extra tvrdým Plastové štětiny, plastová rukojeť (modrá), délka hlavy kartáčku 30/40 mm, Délka 175 mm	5 kusů
3FRIN550160	s extra tvrdým Plastové štětiny, plastová rukojeť (modrá), délka hlavy kartáčku 75 mm, Délka 215 mm	5 kusů
3FRIN550162	s měkkými plastovými štětinami, plastová rukojeť (modrá), délka hlavy kartáčku 75 mm, Délka 215 mm	5 kusů
3FRIN550164	s extra tvrdými plastovými štětinami, plastová rukojeť (modrá), délka hlavy kartáčku 75 mm, Délka 235 mm	5 Stück
3FRIN550172	s tvrdými plastovými štětinami, plastová rukojeť (průn), hlava kartáče 80x18x15 mm, Délka 220 mm	10 kusů
3FRIN550174	s měkkými plastovými štětinami, plastová rukojeť (barva kožešiny), hlava kartáče 80x18x15 mm, délka 220 mm	10 kusů
3FRIN550176	s extra tvrdým Plastové štětiny, plastová rukojeť (modrá), hlava kartáče 80x18x10 mm, délka 220 mm.	10 kusů

www.sterilclin.de

