

Influenza A/B Antigen Test

Katalogové číslo 014L480


Popis produktu :



Chřipka A/B Antigen Test kvalitativně detekuje přítomnost antigenu viru chřipky A a/nebo chřipky B ve vzorcích nasofaryngeálních stěrů a výsledky poskytuje do 15 minut. Součástí soupravy je pozitivní a negativní kontrolní tampon.

Relativní senzitivita	99.0%	97.7%
Relativní specifita	98.9%	99.0%
Přesnost	98.9%	98.6%

Chřipka A/B Antigen Test byl testován s následujícími lidskými chřipkovými kmeny a rozeznatelné linie v odpovídajících testovacích zónách byly pozorované takto:

Influenza A Virus	Influenza B Virus	Influenza Virus by Sanofi Pasteur
A/NWS/33 10(H1N1)	B/R5	
A/Hong Kong/8/68(H3N2)	B/Russia/69	
A/Port Chalmers/1/73(H3N2)	B/Lee/40	
A/WS/33(H1N1)	B/Hong Kong/5/72	
A/New Jersey/8/76(HswN1)		
A/Mal/302/54(H1N1)		
A/chicken/Yuyao/2/2006 (H5N1)		
A/swine/Hubei/251/2001 (H9N2)		
A/Duck/Hubei/216/1983(H7N8)		
A/Duck/Hubei/137/1982(H10N4)		
A/Anhui/1/2013 (H7N9)		

Cena za 20 testů : 2 380,-Kč bez 21% DPH.

(Dodáváme i očkovací látky proti chřipce)



Objednávky :
 JK-Trading s.r.o,
 Křivatcová 421/5,
 155 21 Praha 5-Zličín
 tel.: 257 220 760
 email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**
 Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604
 Ing Ernestová : 777 477 308
 Morava : Ing. Žurová: 777 929 623