



dedicio® COVID-19 Ag plus Test

Rychlý imunochromatografický test k detekci N-proteinu SARS-CoV-2 z lidských **nazálních**, nazofaryngeálních a orofaryngeálních výtěrů.

Katalogové číslo : 243104D-20
Počet kusů v balení : 20

Antigenní test „dedicio® COVID-19 Ag plus“ se snadno používá a přináší spolehlivý výsledek během pouhých 15 minut. Výtěr z nosu, méně než 2,5 cm do nosní dírky.

- Výtěr lze odebrat ze **spodní části nosu za podmínky možnosti odběru hlenu z nosních dírek**
- Přesné množství **pufru** potřebného pro provedení jednoho rychlého testu **je připravené v malém sterilním balení.**
- Stačí pouze smíchat vzorek s pufrem a nanést několik kapek na přiloženou testovací kazetu.
- Výsledek lze odečíst po 15 minutách.
- Lze skladovat při pokojové teplotě.
- Souprava obsahuje všechny komponenty potřebné k provedení testu:
(20 testovacích kazet • 20 sterilních odběrových tamponů • 20 extrakčních zkumavek včetně kapátka • 20 ampulí s pufrem • 1 pracovní stojánek • příbalový leták)
- Nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s lidskými patogenními koronaviry (jako hCoV-229E, -NL63 a -OC43), nebo chřipkovými viry (jako chřipka A / B).



Podívejte se na vysvětlující video od společnosti nal von minden GmbH (anglická verze) :
https://www.youtube.com/watch?v=c_Ri8BwQdzA&t=10s


Podrobnější informace viz návod (český návod od strany 36.)

Test dedicio®COVID-19 AG plus je určen pro profesionální použití. Při nazálním odběru vzorku však může být proveden klientem samostatně, a to pod dohledem zdravotnického, nebo proškoleného personálu.


Antigenní test dedicio® COVID-19 Ag plus má specifitu 99,99 % a citlivost 97,09 %.

Výkonnostní charakteristiky nového testu jsou vynikající, byly **vyzkoušeny v Německu při hromadném testování**. Test je mimořádně bezpečný. Pozitivní výsledky musí být přesto potvrzeny pomocí testu PCR (laboratorní test)

Podobné detekční okno jako u PCR testu.



Návod k použití



Cena na vyžádání.

Platnost nabídky od 19.2.2021

Rozhodnutím ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodů mimořádné události podle § 260 odst. 1. písm. b) zákona 280/2009 Sb. a ve znění pozdějších předpisů se s platností od 16/12/2020 do 31/12/2022 promíjí daň z přidané hodnoty. Viz Finanční zpravodaj 35/2020

Platnost nabídky od 19.2.2021



Výrobce : nal von minden GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 12
 47445 Moers



Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o.,
 Křivatcová 421/5,
 155 21 Praha 5-Zličín
 tel.: 257 220 760
 email: praha@jktrading.cz

Více informací:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
 Ing. Ernestová: 777 477 308
 Morava – Ing. Žurová: 777 929 623