

## TECHNICKÝ LIST

### SMS (60 gsm)

<b>Kód výrobku:</b>	SMSH
Související normy:	ISO 11607-1, Směrnice Rady 94/62/EC, 93/42/EC, 93/42/EEC
Účel použití:	Sterilizační obal umožňuje sterilní bariéru během a po sterilizaci. Používá se k zabalení sterilizační sít, chirurgických setů.
Typ sterilizace:	pára, EO, formaldehydu a H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (plazmová) sterilizace Vyrábí se v mnoha různých velikostech a gramážích. Umožňuje penetraci sterilizačního média a ochranu před znečištěním.
Specifikace:	

Vlastnosti	Metoda	jednotka	hodnota
hmotnost	WSP 130.1 (05)	g/m <sup>2</sup>	60
tloušťka	WSP 120.6 (05)	mm	0,45
pevnost v tahu	WSP 110.4 (05)	N/5 cm	MD 90 CD 50
prodloužení v protržení	WSP 110.4 (05)	%	MD 150 CD 140
hydrostatické hodnoity	WSP 80.6 (05)	cm	500

Balení:

Kód výrobku	Ks/dílčí balení	Ks/karton
SMSH3030	200	800
SMSH4040	200	600
SMSH4545	200	400
SMSH5050	200	400
SMSH6060	100	200
SMSH7575	125	125
SMSH9090	100	100
SMSH100100	100	100
SMSH120120	50	50
SMSH130150	50	50
SMSH150150	50	50

PMS Medikal Amb.San.TIC.LTD.STI 70  
+35oC Dr.Ayhan Aybar Cad. 6 Sk., No.:11  
Sorbest Bölge Mersin - TÜRKIYE Tel.: +90  
324 238 70 42 (pbx) Fax: +90 324 238 6549  
E-mail: pms@pmsmedikal.com Web:  
www.pmsmedikal.com



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.  
ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)

Překlad: JK/2.2023