

## TECHNICKÝ LIST

### SMS (60 gsm)

**Kód výrobku:** SMMSH

**Související normy:** Balicí archy SMMSH značky PMS Steripack jsou vyráběny v souladu s normou ISO 11607-1, a splňují požadavky Směrnice Rady 94/62/EC o obalech a dále 2017/745 MDR o zdravotnických prostředcích

**Účel použití:** Správné balení je velmi důležitým krokem pro zajištění sterility sterilizovaného materiálu. Vhodné techniky balení a správné použití obalového materiálu zajišťuje sterilní bariéru během procesu I po něm.  
PMS Steripack SMMSH se používá k zabalení sterilizační sít, chirurgických setů.

**Typ sterilizace:** Pára, EO, formaldehyde a H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (plazmová) sterilizace  
Vyrábí se v mnoha různých velikostech a gramážích. Umožňuje penetraci sterilizačního media a ochranu před znečištěním.

**Specifikace:**

Vlastnosti	Metoda	jednotka	hodnota
hmotnost	WSP 130.1 (05)	g/m <sup>2</sup>	60
tloušťka	WSP 120.6 (05)	μm	390
pevnost v tahu	WSP 110.4 (05)	N/5 cm	MD 140 CD 68
prodloužení v protržení	WSP 110.4 (05)	%	MD 132 CD 129
hydrostatické hodnoity	WSP 80.6 (05)	cm	600

**Balení:**

Kód výrobku	Ks/dílčí balení	Ks/karton
SMSH3030	200	800
SMSH4040	200	600
SMSH4545	200	400
SMSH5050	200	400
SMSH6060	100	200
SMSH7575	125	125
SMSH9090	100	100
SMSH100100	100	100
SMSH120120	50	50
SMSH130150	50	50
SMSH150150	50	50

PMS Medikal Amb.San.TIC.LTD.STI 70  
+35oC Dr.Ayhan Aybar Cad. 6 Sk., No.:11  
Sorbest Bölge Mersin - TÜRKIYE Tel.: +90  
324 238 70 42 (pbx) Fax: +90 324 238 6549  
E-mail: pms@pmsmedikal.com Web:  
www.pmsmedikal.com



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.  
ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)