

TECHNICKÝ LIST

SMS (45 gsm)

Kód výrobku:	SMSL
Související normy:	ISO 11607-1, Směrnice Rady 94/62/EC, 93/42/EC, 93/42/EEC
Účel použití:	Sterilizační obal umožňuje sterilní bariéru během a po sterilizaci. Používá se k zabalení sterilizační sít, chirurgických setů.
Typ sterilizace:	pára, EO, formaldehydu a H ₂ O ₂ (plazmová) sterilizace Vyrábí se v mnoha různých velikostech a gramážích. Umožňuje penetraci sterilizačního média a ochranu před znečištěním.
Specifikace:	

Vlastnosti	Metoda	jednotka	hodnota
hmotnost	WSP 130.1 (05)	g/m ²	45
tloušťka	WSP 120.6 (05)	mm	0,35
pevnost v tahu	WSP 110.4 (05)	N/5 cm	MD 90 CD 50
prodloužení v protržení	WSP 110.4 (05)	%	MD 150 CD 140
hydrostatické hodnoity	WSP 80.6 (05)	cm	500

Balení:

Kód výrobku	Ks/dílčí balení	Ks/karton
SMSL3030	200	800
SMSL4040	200	600
SMSL4545	200	400
SMSL5050	200	400
SMSL6060	100	200
SMSL7575	125	125
SMSL9090	100	100
SMSL100100	100	100
SMSL120120	50	50
SMSL130150	50	50
SMSL150150	50	50

PMS Medikal Amb.San.TIC.LTD.STI 70
+35oC Dr.Ayhan Aybar Cad. 6 Sk., No.:11
Sorbest Bölge Mersin - TÜRKIYE Tel.: +90
324 238 70 42 (pbx) Fax: +90 324 238 6549
E-mail: pms@pmsmedikal.com Web:
www.pmsmedikal.com



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk

Překlad: JK/2.2023